Embudos de citología CytoSep™ (suite)

Mega embudo CytoSep™




Para la preparación de muestras de gran volumen.

- No requiere el uso de clip de metal
- Gran área de depósito: 22 x 14,75 mm (325 mm2) ; 12 veces mayor que el volumen del CytoSepTM estándar (6 ml)
- Los deflectores estratégicamente colocados evitan la sedimentación de las células, lo que da como resultado una deposición celular uniforme y una excelente calidad de preparación de los portaobjetos
- Reducen el riesgo de exposición a patógenos y contaminación cruzada

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930785	Mega embudo Cytosep con tapón	40	480	**NC -**
930786	Papel filtro blanco	-	200	**NC -**

Embudo CytoSep™ para centrífuga Unitech (Wescor) Cytopro

Embudos simples

- Los diferentes elementos encajan rápidamente y se alinean fácilmente
- Anillo de compresión para un mejor control del flujo y mejores resultados
- Las muestras se cargan directamente a través del tapón
- Las tapas proporcionan seguridad adicional para el usuario
- Gran área de depósito de células centrada haciendo la detección más fácil y más sensible






Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930791	Cámara simple con papel de filtro blanco	24	48	**NC -**
930792	Papel filtro blanco	-	100	**NC -**

Embudos dobles

- Cámara doble con zonas de depósito cercanas y fáciles de localizar
- Spot de 7 mm ofrece un 37% más de superficie celular






Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930793	Cámara doble con papel filtro blanco	24	48	**NC -**
930794	Papel filtro blanco	-	100	**NC -**

Embudos CytoSep™ para centrífuga Sakura Cyto-Tek




Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
930787	Cámara 1 ml	50	200	**NC -**
930788	Soporte	50	200	**NC -**
930789	Tapón	50	200	**NC -**
930790	Papel filtro blanco	-	200	**NC -**

Embudos CytoSep™ para centrífuga Cytofuge StatSpin




- Para una concentración suave de células en un área de 7 mm de diámetro en un porta
- Sobrenadante absorbido por el filtro
- Para muestras de 50 a 400 µl
- Capa monocelular de excelente calidad
- El filtro se vende por separado

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
930795	Concentrador	48	**NC -**
930796	Filtro	200	**NC -**

Embudos CytoSep™ para Cyto-System Hettich



- Múltiples opciones de embudos : 2, 3 o 4 por porta
- 4 tamaños disponibles : 1, 2, 4 ó 8 ml
- La cámara de 1 ml está destinada a pequeños volúmenes con baja concentración celular
- Cámara de 2 y 4 ml : adaptada para muestras ricas en células
- Cámara de 8 ml: recomendada para muestras muy grandes (orina)

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
930797	Cámara embudo 1 ml	50	**NC -**
930798	Cámara embudo 2 ml	50	**NC -**
930545	Cámara embudo 4 ml	50	**NC -**
930799	Cámara embudo 8 ml	50	**NC -**
930800	Filtro para cámara de 1,2 y 4 ml	200	**NC -**
930801	Filtro de cámara 8 ml	200	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB