CryoSette™



930767

Para la conservación de tejidos congelados.

- CryoSette™ con base de acetal y tapón de rosca de HDPE
- Mantiene la integridad del tejido
- Boca ancha
- Dim. de la cámara Ø. ext. x Ø. int. x Al (mm): 21 x 18 x 10,5
- Dim. totales Ø. ext. x Ø. int. x Al (mm): 24 x 38 x 11
- Puede almacenarse en un congelador a -86 ° C ó en fase gaseosa de nitrógeno líquido a -196 ° C
- Posibilidad de agregar un inserto 2D (040957) para una trazabilidad eficaz
- 5 inserciones con código de color a elegir
- Posibilidad de agregar una etiqueta de identificación de cartón (930766) o de plástico (930765) debajo de la base de la CryoSette™
- Probado a 95 KPa
- Elección entre 2 versiones de cajas de almacenamiento (930763 ó 930764)

Caja de almacenamiento para 21 CryoSette™ de polipropileno

- Las paredes gruesas evitan cualquier deformación debido a los cambios de temperatura
- Formato SBS, compatible robótica
- Marcado en los laterales permitiendo la orientación de la caja
- Bloqueo para un cierre óptimo
- Temp. de almacenamiento : de -196 °C a + 121 °C
- Posibilidad de almacenamiento solo en fase gaseosa de nitrógeno líquido
- Dimensiones: 127,76 x 85,48 x41,6 mm

Caja de almacenamiento para 40 CryoSette™ de policarbonato

- Dimensiones: 133 x 133 x 52 mm
- Temperatura de almacenamiento : de -196 °C a +121 °C
- Autoclavable a 120 °C 1 bar durante 20 min
- Posibilidad de escribir en la tapa



930764 930763



930766

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
930767	CryoSette™ naranja	250	**NC -**
930763	Caja para almacenamiento de 21 CryoSette™	10	**NC -**
930764	Caja para almacenamiento de 40 CryoSette™	10	**NC -**
930768	Kit separador de cartón para 930764	6	**NC -**
930766	Etiqueta de indentificación para CryoSette™ cartón	100	**NC -**
930765	Etiqueta de indentificación para CryoSette™ plástico	100	**NC -**
040957	Inserto 53 mm 2D Datamatrix negro	500	**NC -**
040958	Inserto 53 mm azul	500	**NC -**
040959	Inserto 53 mm verde	500	**NC -**
040960	Inserto 53 mm lila	500	**NC -**
040961	Inserto 53 mm rojo	500	**NC -**
040962	Inserto 53 mm amarillo	500	**NC -**

Platina calefactada para histología



- Capacidad: 50 portas
- Superficie de trabajo de aluminio anodizado negro con fuerte contraste para una visión mejorada de la muestra
- Elemento calefactor fácil de reemplazar
- Con barra extraíble para una colocación plana, reclinada ó con 1 lado sobre la barra

Temperatura	Amb. 5 °C a 100 °C
Capacidad de portas 76 x 26 mm	50
L x P X Al (mm)	390 x 180 x 90
Potencia (W)	150
Ref.	**078554B**
€	**NC -**

