Bandejas de enfriamiento KOOLPLATE para histología

NUEVO

- Ideal para preparar y mantener fríos los bloques de parafina
- Capacidad: 24 cassettes
- Base aislante de poliestireno
- Dim. L x Pr x Al: 279 x 140 x 25 mm
- No utilizar con disolventes orgánicos como el tolueno, el xileno y la acetona



Ref.	Descripción	€
930772	Sistema KoolPlate con 6 bandejas de refrigeración y una base aislante	NC -

Baño histológico

Baño histológico para inclusiones en parafina "Termofin".

- Estabilidad ± 1 °C
- Para temperaturas regulables de 40 °C hasta 80 °C
- Recubierto de Teflón
- Cubeta interior, parte superior y tapa recubiertos de PTFE de color negro mate indeleble
- Con un orificio para el termómetro lector de la temperatura
- Panel de control: interruptor general, termostato que regula la temperatura, sincronizado con una luz de señalización
- Aplicaciones: para la fusión y la conservación de la parafina en estado líquido, que permite la visualización de los cortes de tejidos



Capacidad	4 litros
ø x altura útill	250 x 100 mm
ø x altura exterior	340 x 140 mm
Consumo	430 W
Peso	2,3 kg

Ref.	Descripción	€
068649	Baño histológico para inclusiones en parafina	NC -

Cajones de almacenamiento

- De poliestireno
- Para almacenar 165 moldes de inclusión o 250 casetes por cajón
- Resistentes a choques
- Etiquetas de identificación incluidas
- Disponibles en packs con cajones o moldes de inclusión



Ref.	Descripción	€
040669	6 cajones de almacenamiento solos	NC -

Parafina Paraplast-Plus

Para la inclusión de muestras.

- Suministrada en forma de gránulos
- Temperatura de fusión : 56 °C
- Bolsa de 1 kg



Encuentre nuestros colorantes y decolorantes Astucia en las páginas 706 y 707

Ref.	Descripción	€
140320	Paraplast Plus 1 kg	NC -

Dispensador de parafina

- Recinto exterior metálico recubierto de epoxy
- Cubeta interior y tapa de aluminio recubierto de PTFE de color negro indeleble
- Válvula de salida con calefacción integrada



Capacidad (l)	4
ø x Al útil (cm)	20 x 15
ø x Al exterior (cm)	28 x 30
Consumo (W)	400
Peso (kg)	5
Ref.	068646
€	NC -

Para temperaturas ajustables de + 5 °C a 100 °C.
Estabilidad ± 1,5 °C. Panel de control :

+ interruptor general con indicador luminoso;
+ luz de señalización del funcionamiento de la calefacción;
+ termostato que regula de la temperatura;
+ regulador de la temperatura de la válvula de salida.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB