Microtomo rotativo manual



- Para realizar secciones de tejidos en parafina
- Volante ergonómico manual, fácil de manejar con mecanismo de bloqueo
- Superficie de corte 50 x 45 mm
- Pinza para muestra y pinza universal para casetes fácilmente intercambiables y orientables
- Sistema de macro avanzado
- Suministrado con 2 portacuchillas para cuchillas desechables de alto perfil y de bajo perfil; con protector de dedos abatible

Grosor de corte (µm)	0,5 - 60
Ajuste de grosor de corte	De 0,5-2 µm en tramos de 0,5 µm De 2-10 µm en tramos de 1 µm De 10-20 µm en tramos de 2 µm De 20-60 µm en tramos de 5 µm
Ángulo de orientación de la cuchilla	0 - 12°
Desplazamiento horizontal de la muestra (mm)	35
Desplazamiento vertical de la muestra (mm)	46
Orientación de la muestra	8° y giratoria en 360°
Dimensiones L x p x Al (mm)	300 x 570 x 270
Peso (kg)	34
Alimentación	220 V - 50 Hz
Ref.	**942836**
€	**NC -**

Cuchillas para microtomo Feather



- De acero inoxidable
- Cuchilla con ángulo de 35°
- Dimensiones 80 x 8 mm

Ref.	Tipo	Uso	Unid./ caja	€/ caja
069290	A-35	Tejidos duros	50	**NC -**
069291	N-35	Larga duración	50	**NC -**
069292	R-35	Routine	50	**NC -**
069293	S-35	Cortes ultrafinos	50	**NC -**

Pipetas Pasteur estériles de poliestireno



- De poliestireno transparente, longitud 150 mm y 230 mm
- Ventajas con respecto a las pipetas de vidrio: mayor seguridad, más económicas, esterilizadas con rayos gamma garantizado
- En envase individual o de 25

Longitud (mm)	Envase ind. estéril	Envase de 25 estéril
152	**978357**	**978358**
229	**978359**	**978360**
Unid./ bolsa	50	25
Unid./caja	200	500
€ la caja	**NC -**	**NC -**

