Pipetas Pasteur de vidrio sodocálcico




Ref.	Longitud total (mm)	ø x An (mm) cuerpo	ø x An (mm) capilar	Algodonada	Cerrada	Aseptica	Unid. de env.	Unid./ caja	€/unid. de env.*
020419	150	6,5 x 100	1,5 x 50	No	No	No	4 x 250	1000	**NC -**
042016	230	6,5 x 100	1,5 x 130	No	No	No	250	1000	**NC -**
020420	230	6,5 x 100	1,5 x 130	No	No	No	4 x 250	1000	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid. de env.	Unid./ caja	€/unid. de env.
042100	Barra para hacer pipetas Pasteur 300 mm	1 kg	10 kg	**NC -**

* Las pipetas Pasteur están disponibles en envases individuales o en cajas estándar.

Pipetas Pasteur de alta precisión




- De vidrio sodocálcico, con constricción
- Ø capilar bajo: 1,3 mm



* La versión estéril está esterilizada por óxido de etileno.

Ref.	Longitud total (mm)	Algodonada	Cerrada	Estéril*	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
495000	150	No	No	No	250	1000	**NC -**
495001	230	No	No	No	250	1000	**NC -**
495002	270	No	No	No	250	1000	**NC -**
495003	300	No	No	No	250	1000	**NC -**
495005	150	Sí	No	No	250	1000	**NC -**
495006	230	Sí	No	No	250	1000	**NC -**
495007	150	No	Sí	No	250	1000	**NC -**
495008	230	No	Sí	No	250	1000	**NC -**
495009	150	Sí	Sí	No	250	1000	**NC -**
495011	150	Sí	Sí	Sí	250	1000	**NC -**
495012	230	Sí	Sí	Sí	250	1000	**NC -**

Pipetas Pasteur no estériles de vidrio sodocálcico



Ref.	Longitud total (mm)	Algodonada	Cerrada	Unid./ caja	€/ caja
065421	150	No	No	250	**NC -**
065422	230	No	No	250	**NC -**
065468	150	Sí	No	250	**NC -**
065469	230	Sí	No	250	**NC -**
065470	230	No	Sí	250	**NC -**
065471	230	Sí	Sí	250	**NC -**
065472	270	No	No	250	**NC -**
065473	270	Sí	No	250	**NC -**

Pipetas de transferencia de LDPE Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES



Ref.	Vol. total (ml)	Vol. bulbo (ml)	Longitud (mm)	Vol. gota (µl)	Graduación	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055781	1	-	150	34,5	Sí, hasta 1 ml en incrementos de 0,25 ml	Sí	1	500	**NC -**
055764	1	3,5	150	34,5	Sí, hasta 1 ml en incrementos de 0,25 ml	No	500	3000	**NC -**
055791	5	3,5	150	34,5	Sí, hasta 1 ml en incrementos de 0,25 ml	Sí	10	1500	**NC -**
055792	5	3,5	150	34,5	Sí, hasta 1 ml en incrementos de 0,25 ml	Sí	20	1500	**NC -**
055765	7	3,5	160	47,6	Sí, hasta 3 ml en incrementos de 0,50 ml	No	500	3000	**NC -**
055780	7	3,5	160	47,6	Sí, hasta 3 ml en incrementos de 0,50 ml	Sí	1	500	**NC -**
055793	7	3,5	160	47,6	Sí, hasta 3 ml en incrementos de 0,50 ml	Sí	10	1500	**NC -**
055794	7	3,5	160	47,6	Sí, hasta 3 ml en incrementos de 0,50 ml	Sí	20	1500	**NC -**
055787	1,5	1	103	20	No	No	500	3000	**NC -**
055789	1,5	1	103	20	No	Sí	1	500	**NC -**
055788	1,5	1	103	20	No	Sí	10	1500	**NC -**
055790	1,5	1	103	20	No	Sí	20	1500	**NC -**
054996	23	10	300	45,4	No	No	100	600	**NC -**