
Pipetas de transferencia

- 25 modelos diferentes, adecuados para la gran mayoría de la manipulación de líquidos en el laboratorio
- De un solo uso
- Pera integrada en la pipeta
- 1 versión no estéril y 2 versiones estériles
- Pipetas estériles: envase individual o múltiple
- De polietileno, irrompible, no tóxico, baja afinidad a las proteínas

Seleccione su pipeta de transferencia en función del volumen del bulbo requerido.

	APERTURA AMPLIA	GRADUADAS					ESTÁNDAR	
Volumen del bulbo (ml)	4,8	0,8	2,2	3,4	1,8	3,2	0,9	1,9
Longitud (mm)	137	116	140	155	152	155	87	129
Gota por ml	16	21	25	25	24	20	25	25
Vol. bulbo + varilla (ml)	**9,3**	**1,5**	**3,9**	**5,8**	**4,8**	**7,5**	**1,7**	**4**
1er / último grado. (ml)	-	0,1 / 0,3	0,25 / 1	0,25 / 1	0,5 / 2	0,5 / 3	-	-



Volumen gota (µl)

No estéril	**043337**	**043282**	**043212**	**043222**	**043274**	**043225**	**043273**	**043335**
Caja de	250	500	500	500	500	500	500	400
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Estéril/1	**043338**	**043282S**	**043212S**	**043222S**	**043274S**	**043225S**	**043273S**	**043335S**
Caja de	250	500	500	500	500	500	500	400
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Estéril/10	**043339B***	**043282M**	**043212M**	**043222M**	**043274M**	**043225M**	**043273M**	**043335M**
Caja de	400	500	500	500	500	500	500	400
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

*043339B : estéril/20