
Pipetas de transferencia

Seleccione su pipeta de transferencia en función del volumen del bulbo requerido.

	ESTÁNDAR			EXTRA LARGA		PUNTA FINA		
Volumen del bulbo (ml)	1,9	3,2	4,6	2,3	7,3	1	3,3	3,3
Longitud (mm)	154	156	157	225	300	104	147	153
Gota por ml	23	20	20	25	20	50	55	50
Vol. bulbo + varilla (ml)	**5**	**7,7**	**8**	**6**	**23**	**1,5**	**5,8**	**5**
Graduación (ml)	-	-	-	-	-	-	-	-



No estéril	**043336**	**043202**	**043204**	**043262**	**043263**	**043231**	**043232**	**043233**
Caja de	500	500	400	400	100	400	500	250
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Estéril/1	**043336S**	**043202S**	**043204S**	**043262S**	**043263S**	**043231S**	**043232S**	**043233S**
Caja de	500	500	400	400	100	400	400	400
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Estéril/10	**043336M**	**043202M**	**043204M**	**043262M**	**043263M**	**043231M**	**043232M**	**043233M**
Caja de	500	500	400	400	100	400	500	500
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB