
Porta con rejilla de recuento Quick Read



- Portaobjetos de Acrílico de alta calidad óptica
- Cuenta con 10 cámaras de recuento con rejillas graduadas para la numeración
- Volumen de cada cámara: 6,3 µl
- L x An : 83 x 31 mm
- Espesor: entre 1 y 2 mm
- No estéril
- En PMMA (polimetilmetacrilato)

Ref.	Descripción	€ 100 unid.
380500	Portaobjetos Quick Read	NC -

Cámaras de recuento de un solo uso G-slides







- De un solo uso, no requieren una limpieza laboriosa, sin riesgo de contaminaciones cruzadas
- Ligeras, transparencia del vidrio
- Reducen el riesgo de exposición a productos infectados
- Material : PMMA (polimetacrilato de metilo)
- Dim. Ext. : 25 x 75 mm, grosor: 1,2 mm
- Rejillas : Neubauer, Burker Turk, Fuchs-Rosenthal ; índice de refracción : 1,59 ; transparencia similar al vidrio (›86 %)

Aplicaciones

+ Pruebas celulares: concentración celular, pruebas de viabilidad
+ Análisis sanguíneos, recuento de células sanguíneas
+ Microbiología: recuento de esporas y bacterias
+ Medicina clínica: recuento de esperma para FIV

Ref.	Descripción	€ 50 unid.
393000	Cámara G-slide Neubauer 10 µl	NC -
393013	Cámara G-slide Neubauer 10 µl - 4 rejillas	NC -
393001	Cámara G-slide Fuchs-Rosenthal 10 µl	NC -
393002	Cámara G-slide Burker Turk 10 µl	NC -
393011	Cámara G-slide Burker 10 µl	NC -
393012	Cámara G-slide Malassez 10 µl	NC -






Cámara de recuento con 4 rejillas, de poliestireno




- Cámaras de recuento de uso único con 4 rejillas
- Con porta integrado
- Para un recuento fácil sin contaminación
- Para el recuento de 4 muestras de forma independiente
- 4 tipos de rejilla : NEUBAUER / BURKER-TURK / THOMA / FUCHS ROSENTHAL

	NEUBAUER	BURKER-TURK	THOMA	FUCHS ROSENTHAL
Por caja de 10	813001	813003	813005	813007
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Por caja de 300 (30 x 10)	813000	813002	813004	813006
€	NC -	NC -	NC -	NC -


NEUBAUER



BURKER-TURK



THOMA



FUCHS ROSENTHAL

