

Portas para cámaras de recuento, de plástico Kovas Slide

Portaobjetos con 10 cámaras individuales divididas, de acrílico. Rejilla : 3 x 3 mm. Profundidad : 0,1
División : 9 compartimentos divididos en 9 cuadrados.



Ref.	Descripción	€ la caja de 100
050126	Kovas Slide	NC -

Cámara de Makler



Cámara de recuento de profundidad determinada para la obtención de una monocapa de espermatozoides.

- Cubreobjetos dividido en 100 compartimentos de 0,1 mm de lado
- Espacio de 10 µm entre la cámara y el cubreobjetos

Ref.	Descripción	€
000972	Cámara de Makler con rejilla dividida	NC -
000973	Rejilla dividida de recambio	NC -


Cámara Sedgewick Rafter



- Con cubreobjetos
- Para el recuento de partículas en 1 ml de agua
- Cámara graduada con una rejilla de 1 mm que subdivide 1 ml en 1000 µl
- Dimensiones de la cámara: 50 x 20 x 1 mm

Ref.	Descripción	€
140470	Cámara Sedgewick Rafter	NC -
140471	Cámara Sedgewick Rafter de plástico	NC -
140472	Cubreobjetos de recambio 60 x 30 x 1 mm	NC -

Cámaras de Howard



Cubreobjetos de Howard 25 círculos sobre fondo negro

- Con máscara negra
- 5 x 5 extracciones

Ref.	Descripción	€
140464	Cubreobjetos de Howard 25 círculos sobre fondo negro	NC -

Cámara de Howard

- Para pruebas de zumos de frutas
- 0,1 mm de profundidad, 2 líneas distanciadas de 1402 µm, círculo de 18 mm
- Se suministra sin cubreobjetos

Ref.	Descripción	€
140460	Cámara de Howard	NC -

Cámara Howard sin línea


- Se suministra sin cubreobjetos
- Profundidad 0,1 mm, diámetro : 20 mm

Ref.	Descripción	€
140463	Cámara Howard sin línea	NC -

Cubreobjetos para cámaras de Howard

Ref.	Descripción	€
140461	Cubreobjetos 25 x 40 x 0,4 mm para cámaras de Howard	NC -
140462	Cubreobjetos 25 x 40 x 0,4 mm cromada 5 x 5 círculos ø 1,382 mm	NC -

Cámaras Mac Master



Cubre de recambio para cámaras Mac Master

- 80 x 18 mm
- 3 redes de 10 x 10 mm

Ref.	Descripción	€
140466	Cubre de recambio para cámaras Mac Master	NC -

Cámara Mac Master 2 campos

- Bordes esmerilados
- 2 redes
- Con cubreobjetos
- Con 3 retículos
- Dimensiones: 75 x 32 mm

Ref.	Descripción	€
140467	Cámara Mac Master 2 campos	NC -

Cámara Mac Master 3 campos

- Bordes esmerilados
- Esquinas redondeadas
- Con cubreobjetos
- 3 redes de 10 x 10 mm
- Abrazaderas
- Dimensiones: 127 x 26 mm

Ref.	Descripción	€
140465	Cámara Mac Master 3 campos	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB