Contador de colonias e-counter

- Emplea los rotuladores Sharpie
- Cada presión de la punta del rotulador incrementa un valor en el contador digital
- Posibilidad de contar por zonas (1 a 9 delimitadas en una placa de Petri) para sumar el recuento de todas las zonas
- Se utiliza con o sin señal sonora
- Se desconecta tras 10 minutos de no utilización
- E-counter se guarda sobre el soporte vertical con el marcador Sharpie introducido y tapado
- Se entrega con una pila de botón CR1225, y un soporte

Ref.	Descripción	€
037809	Contador de colonias	**NC -**
098442	Pila de recambio CR 1225	**NC -**



Contador de colonias CC 200

Contador de colonias manual, con iluminación LED.
Cada presión ejercida sobre la placa de Petri iniciará el recuento e incrementará de 0 a 999.

- Transferencia de datos al PC con el cable USB (incluido)
- Iluminación por debajo y por arriba, gracias a unas lámpara LED que evitan los reflejos y las transferencias de calor
- Se suministra con un cuadrícula de Wolffhuegel, un disco de centrado para facilitar la lectura con placas de Petri de 50 a 90 mm, y fondo negro para mejorar la visualización de las colonias transparentes
- Emisión de una señal sonora con cada presión
- Puede equiparse opcionalmente con una lupa para una mejor visualización (a pedir por separado)
- Revestimiento antimicrobiano con plata Biocote

Ref.	Descripción	€
001800B	Contador de colonias CC 200 sin lupa	**NC -**



Lupa no incluida, disponible como accesorio.

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
001175	Lupa de aumento 1,7 x para SC6PLUS	1	**NC -**
491116	Lupa de aumento 3 x para SC6PLUS	1	**NC -**
491120	Soporte para placa	1	**NC -**



Group Dutscher IBERICA



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB