Contador temporizador 4 canales



- Hasta 4 contadores y/o 4 temporizadores 4 alarmas 1' / 4 memorias
- Capacidad: 100 h
- Cuenta atrás por pasos de 1 seg.
- Tiempo excedido
- Reloj / Alarma / Alarma retardada (snooze)
- Pantalla 50 x 21 mm
- Altura de cifras : 20 mm
- Soporte / Pinza / Imán
- Dim : 73 x 65 x 15 mm / 70 g

Ref.	Descripción	€
095364	Contador temporizador 4 canales	NC -
095304B	Pila LR44 (2 uni.)	NC -

Jumbo Timer



- Temporizador 2 canales simultáneos 24 h (por segundo)
- Contador 24 h (por segundo)
- Reloj
- 4 visualizaciones simultáneas, 2 memorias
- 2 alarmas 1 minuto
- Descuento del tiempo excedido tras la alarma
- Soporte para mesa
- L x Al x p : 95 x 140 x 15 mm

Ref.	Descripción	€
045305	Jumbo Timer	NC -
095705	Pila de recambio 1,5 V R03 (10 uni.)	NC -

Contador/temporizador digital de 20 h con alarma vibratoria o sonora



- Alarma sonora, vibratoria o luminosa
- Descuento horas/minutos o minutos/segundos
- Imán y clip de fijación
- Dim. : 75 x 48 x 31 mm
- Capacidad: 19 h 59 o 99 min 59 seg
- Peso: 110 g
- Pilas 2 x AAA

Ref.	Descripción	€
095390	Contador / temporizador con alarma	NC -

Triple Timer



- 3 alarmas 1' / 3 memorias
- Capacidad 20 h / 1/100 seg
- Cuenta atrás por pasos de 1 seg.
- Tiempo excedido
- Memorización de 3 tiempos
- Alarma sonora diferente para cada canal
- Reloj
- Soporte / Imán
- Pantalla: 47 x 41 mm
- Dim. : 65 x 85 x 25 mm
- Peso: 100 g
- Incluye 2 pilas LR44

Ref.	Descripción	€
045307	Triple Timer	NC -
095304B	Pila LR44 (2 uni.)	NC -

Contador temporizador doble

- 2 alarmas 1' / 2 memorias
- Capacidad 24 h / seg
- Conteo (o cuenta atrás) solo en 2 canales
- Tiempo excedido
- Cuerpo ABS
- Pantalla: 45 x 20 mm
- Soporte / Pinza / Imán
- Reloj / Alarma / Alarma pospuesta cada 5 minutos (Snooze)
- Dígitos: 15 mm
- Dimensiones: 90 x 65 x 20 mm
- Peso: 80 g
- Pila LR03

Ref.	Descripción	€
053265	Contador temporizador doble	NC -
095705	Pila de recambio 1,5 V R03 (10 uni.)	NC -



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB