Termómetro digital con sonda

- Temperatura : - 200 °C a + 850 °C
- Precisión: ± 0,1 °C de 18 a 28 °C, resto : ± 0,3 °C
- Funciones de temperatura max./min. y hold
- Hasta 10 memorias
- ON/OFF automático
- Alarmas de temperatura máx. y mín.
- Estanco: norma IP67
- Sonda PT 100 Ø 3,2 x 110 mm con cable de 1,3 m
- Pantalla retroiluminada
- Dimensiones (mm) 172 x 77 x 46
- Peso: 280 g
- 4 Pilas AAA incluidas
- Entregado con certificado de calibración de fábrica



Ref.	Descripción	€
098483	Termómetro digital con sonda	**NC -**

Termómetro digital con sonda extraíble

- Temperatura : - 50 °C a + 200 °C
- Precisión: ± 1 °C de - 19,9 °C a 119,9 °C /2 °C el resto
- Resolución: 0,1 °C
- Funciones de temperatura máxima/mínima y hold
- Sonda de acero inoxidable Ø 3,8 x 110 mm con mango de ABS 9 cm
- Cable de 1,3 m con conexión sub mini-jack Ø 2,40 mm
- Para colocar (soporte) / para colgar (orificio de fijación)/ e imán (en la parte posterior)
- Cuerpo de ABS
- Pantalla 36 x 16 mm
- Apagado automático después de 10 minutos de inactividad
- Dimensiones (mm) 97 x 65 x 20
- Peso 150 g
- Pila AAA incluida



Ref.	Descripción	€
098471	Termómetro digital con sonda extraíble	**NC -**

Sonda PT 100 de recambio

Ref.	Descripción	€
098491	Sensor de temperatura PT 100 de recambio	**NC -**

Termómetros con retardador térmico



Retardador térmico



098447



098449



098448B



098451



098450

- Ideal para limitar las variaciones de la temperatura medida
- Disponibles en 5 versiones
- Resolución: 0,1 °C
- Precisión: ± 1°C
- Con alarma de temperatura mínima y máxima
- Retardador térmico compuesto por un frasco de plástico y 50 ml de una solución alcohólica (Ref. del retardador solo : 963180)

Tipo	Termómetro	Termómetro int./ext.		Termómetro higrómetro	
Modelos de termómetros	9290AT	9267AT	2041/2M	9221AT	9222AT
Rango de temperatura Int.	- 50 a + 150 °C	- 50 a + 70 °C	- 0 a + 50 °C	- 50 a + 70 °C	
Rango de temperatura ext.	-	- 50 a + 70 °C	- 30 a + 70 °C	- 50 a + 70 °C	
Indicación de la humedad	-	-	-	20 a 100% RH	
Cable de sonda	1 m	Estanco hasta 3 m	Estanco hasta 3 m	3 m	
Dimensiones sonda Ø x an (mm)	3 x 60	5,5 x 22,5	5,5 x 22,5	5,5 x 22,5	
Reloj	No	No	No	Sí	No
Dimensiones an x Lx al (mm)	67 x 35	67 x 65 x 22	110 x 80 x 15	80 x 110 x 20	
Peso (g)	70	45	230	200	
Ref.	**098447**	**098449**	**098448B**	**098450**	**098451**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**