Termómetro electrónico clínico



Termómetro electrónico con sonido, memoria, sumergible, controlado y certificado.

- Pantalla digital, medición de la temperatura entre 32 °C y 43 °C (+0,1 °C)
- Estanco, se puede desinfectar por inmersión
- En un estuche rígido transparente

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
794060	Termómetro electrónico	1	**NC -**
794061	Estuche para termómetro Thermosept, no lubricado	1000	**NC -**
794062	Estuche de termómetro Thermosept, lubricado	1000	**NC -**

Termómetro / Higrómetro de bolsillo



- Temperatura : 0 a +50 °C / ± 1 °C
- Higrometría : 20 a 100 %RH / ± 3
- Resolución RH : 1/10 e
- Función Max / Min
- Funda protectora
- Dimensiones: 165 x 37 x 18 mm / 55 g
- Pila : CR2032

Ref.	Descripción	€
053270B	Termo-higrómetro lápiz	**NC -**
045322	Pila CR2032	**NC -**

Termómetro de nevera y congelador

- -40°C a +70°C / resolución : 0,1 °C
- Con temporizador para contar el tiempo de rebasamiento
- Valores máxima/mínima memorizados
- 1 alarma sonora + 1 alarma luminosa
- Doble sonda, doble pantalla, doble alarma
- Alarmas programables

Ref.	Descripción	€
022553	Termómetro de nevera y congelador	**NC -**



Módulo termómetro para nevera

- Termómetro de sonda para neveras
- Con alarma de temperatura programable
- Pila LR44
- Fijación con ventosa

Termometría	-50 a +150 °C	
	Resolución	0,1 °C
	Precisión	1 °C
Alarma de 3 segundos	Máx/Min	
Sonda	Ø 3 x 60 mm / cable 3 m	
Dim. An. x Pr. x Al. (mm)	67 x 35 mm	
Peso (g)	70	
Ref.	**095409B**	
€	**NC -**	





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB