Termómetros TFX410

- Sonda extraíble
- Modelo con o sin cable
- Varias longitudes de sonda
- Fácil de usar
- Rango de temperatura: -50 a +300 °C
- Precisión: ± 0,3°C
- Resolución: 0,1 °C
- IP 67
- Dimensiones an x f. x al (mm) : 54 x 22 x 109
- Peso (g): 90



780245

Modelo		TFX410	TFX410-1												
Sonda		Pt1000	TPX 400-40	TPX 400-150	TPX 440	TPX 100-20	TPX 100-30	TPX 100-40	TPX 200-20	TPX 200-30	TPX 200-40	Sin	TPX 400	TPX 100	TPX 200	TPX 300
Cable	Silicona	▪	▪	▪		-	-	-	-	-	-	-	▪	-	-	-
	Teflón				▪	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Longitud Cable (m)		0,6	0,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-
Sonda Ø x L (mm)		3 x 120	3 x 120	3 x 120	3 x 120				3 x 200	3 x 300	3 x 400	-	3 x 120		3 x 120	
- de contacto						3 x 200	3 x 300	3 x 400				-		3 x 120		
- protegido por vidrio												-				8 x 190
Ref.		780245	799693	799588	498734	799694	799695	799696	799697	799698	799699	780339	498735	799700	799701	799702
€		NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Sensores de temperatura

Ref.	Descripción	€
799715	TPX400-40	NC -
780340	TPX400-150	NC -
799716	TPX440	NC -
799717	TPX100-20	NC -
799718	TPX100-30	NC -
799719	TPX100-40	NC -
799720	TPX200-20	NC -
799721	TPX200-30	NC -
799722	TPX200-40	NC -
799272	TPX400	NC -

Ref.	Descripción	€
799714	TPX100	NC -
799723	TPX200	NC -
799724	TPX300	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
174030	Funda protectora roja para TFX	NC -
799713	Kit que incluye batería de recambio y junta tórica	NC -

Registradores EBI 11

- Control de la temperatura o presión de un autoclave
- Rango temperatura: -30 a + 150 °C
- Herméticos
- Varias longitudes de sonda disponibles
- Funciona con el software Winlog



Modelo	EBI 11-T230	EBI 11-T231	EBI 11-T233	EBI 11-T240	EBI 11-P100
Rango de temperatura	-30 a +150 °C				-
Rango Presión	-	-	-	-	1 mbar a 10000 mbar
Precisión	± 0,1°C				± 15 mbar (1 mbar a 4000 mbar) ± 20 mbar (4001 mbar a 10000 mbar)
Resolución	0,01 °C				1 mbar
Memoria	15000				
Sensor	Pt1000				-
Intervalo de registro	de 1 segundo a 24 horas				
IP	IP68				
Dimensiones Ø x Al sin sonda (mm)	16,5 x 24				16,5 x 37
Sonda Ø x L (mm)	3 x 20	3 x 50	3 x 100	1,5 x 240	-
Peso (g)	45				
Ref.	780553	780555	780556	780554	780557
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Programas

	Winlog light	Winlog pro	Winlog med	Winlog validation
Cálculo estadístico	▪	▪	▪	▪
Cálculo F0		▪		
Ajuste de sondas		▪	▪	▪
21 CFR parte 11		▪	▪	▪
Creación de informes (xls o pdf)	▪	▪	▪	▪
Se entrega con interfaz	*	▪	▪	▪

Ref.	Descripción	€
780609	El software Winlog.light se entrega sin interfaz *	NC -
780546	Software Winlog.pro con interfaz IF200 para 4 registradores	NC -
780544	El software Winlog.med se entrega con la interfaz IF100 para 2 registradores	NC -
780545	El software Winlog.validation se entrega con la interfaz IF200 para 4 registradores	NC -
780600	Interfaz IF100 para 2 registradores	NC -

* Interfaz IF100 a añadir, ref. 780600.