Registradores alta temperatura TESTO 191

- Para controlar la pasteurización / esterilización / liofilización
- 5 modelos de registradores
- Cambio de pila muy fácil, sin necesidad de herramientas
- Software intuitivo
- Se pueden configurar 8 registradores al mismo tiempo
- Cálculo de F0



Modelo	Testo 191-T1	Testo 191-T2	Testo 191-T3	Testo 191-T4	Testo 191-P1
Cantidad medida	Temperatura (Pt1000)				Presión
Rango de medición	-50 a +140 °C				1 mbar de 4 bars absolutos
Precisión de los instrumentos	± 0,2 °C (-50 a -40 °C)				± 20 mbars
	± 0,1 °C (-40 a +140 °C)				-
Resolución	0,01 °C				1 mbar
Memoria	60.000 valores			30000 por canal	60.000 valores
Tasa de medición	1 segundo a 24 horas				
Dimensiones					
Registrador con pila grande	20 x 40 mm		20 x 45 mm	20 x 53 mm	22 x 64 mm
Registrador con pila pequeña	20 x 59 mm		20 x 63 mm	20 x 72 mm	22 x 83 mm
Tubo de sonda	3 x 25 mm	3 x 115 mm	1,5 x 775 mm		-
Punta del tubo de sonda	-		3 x 25 mm		-
Pila grande					
Duración	2500 horas de funcionamiento (tasa de medición de 10 segundos a +121 °C)				
Rango de uso	-50 a +140 °C				
Pila pequeña					
Duración	250 horas de funcionamiento (tasa de medición de 10 segundos a +121 °C)				
Rango de uso	-20 a +140 °C				
Ref. con pila grande	**157082**	**157083**	**157084**	**157085**	**157086**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Maletín de configuración con cable USB

Ref.	Descripción	€
157093	Maletín de configuración / almacenamiento para registradores	**NC -**

Software Comsoft Professionnel

Ref.	Descripción	€
157096	Software Comsoft Professionnel	**NC -**

Pilas

Ref.	Descripción	€
157087	Pila pequeña de repuesto para Testo 191	**NC -**
157088	Pila grande de repuesto para Testo 191	**NC -**

Accesorios varios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
157089	Soporte para fijar los registradores	5	**NC -**
157090	Montaje para Testo 191T4 en el maletín de programación	10	**NC -**
157091	Montaje del Testo 191T1/T2/T3 en el maletín de configuración	10	**NC -**
157092	Bloque para la medición de superficie, en un liofilizador	1	**NC -**
157095	Fijación Testo 191 para conserva y botella	1	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB