Papeles indicadores de pH



- Papeles indicadores de pH
- Amplia gama, en tiras o rollos
- Incremento de 0,2, 0,3 ó 1 pH
- Para pruebas rápidas de soluciones claras, turbias o coloreadas
- Almacenar en un lugar seco y oscuro

Ref.	pH	Incremento pH	Unid. de venta	€/unid. de venta
049333	pH 1 - 11	1	Rollo de 6 m	NC -
049334	pH 3,9 - 6,9	0,3	6 m	NC -
049335	pH 4,9 - 7,9	0,3	6 m	NC -
049336	pH 6,9 - 9,9	0,3	6 m	NC -
049337	pH 0 - 14	0,3	6 m	NC -
049300	pH 1,8 - 3,2	0,2 pH	200 tiras	NC -
049301	pH 3 - 4,4	0,2 pH	200	NC -
049302	pH 3,9 - 5,3	0,2 pH	200	NC -
049303	pH 5,2 - 6,6	0,2 pH	200	NC -
049304	pH 6 - 7,4	0,2 pH	200	NC -
049305	pH 6,6 - 8 amarillo - naranja	0,2 pH	200	NC -

Ref.	pH	Incremento pH	Unid. de venta	€/unidad de venta
049306	pH 5,6 - 7	0,2 pH	200	NC -
049307	pH 6,6 - 8 verde - azul	0,2 pH	200	NC -
049308	pH 7,3 - 8,7	0,2 pH	200	NC -
049309	pH 8,6 - 10	0,2 pH	200	NC -
049310	pH 0,4 - 1,4	0,3 pH	200	NC -
049311	pH 1 - 2,8	0,3 pH	200	NC -
049312	pH 1,6 - 3,7	0,3 pH	200	NC -
049313	pH 2,6 - 4,1	0,3 pH	200	NC -
049314	pH 3,9 - 5,4	0,3 pH	200	NC -
049315	pH 4,3 - 6,1	0,3 pH	200	NC -
049316	pH 5,2 - 6,7	0,3 pH	200	NC -
049317	pH 6 - 7,5	0,3 pH	200	NC -
049318	pH 6,6 - 8,1	0,3 pH	200	NC -
049319	pH 7,5 - 8,7	0,3 pH	200	NC -
049320	pH 8,2 - 9,7	0,3 pH	200	NC -
049321	pH 8,8 - 10	0,3 pH	200	NC -
049322	pH 9,4 - 10,3	0,3 pH	200	NC -
049323	pH 10,1 - 11,3	0,3 pH	200	NC -
049325	pH 9 - 14	1 pH	200	NC -
049326	pH 10,5 - 13	0,5 pH	200	NC -
049327	pH 11,5 - 14	1 pH	200	NC -
049328	pH 2,6 - 4,7	0,3 pH	200	NC -
049329	pH 3,9 - 6	0,3 pH	200	NC -
049330	pH 6 - 8,1	0,3 pH	200	NC -
049331	pH 6,6 - 8,7	0,3 pH	200	NC -
049332	pH 11 - 13,1	0,3 pH	200	NC -

Papel pH Whatman™



- Tiras tipo CF : cada tira de plástico incluye 4 segmentos diferentes de papeles test de colores. La combinación de los colores permite una determinación visual.
- Tiras tipo CS : cada tira posee un segmento central indicador así como otros 8 segmentos de colores - o más - identificados por su valor de pH correspondiente. El pH puede así ser leído directamente por comparación de la tira de prueba con las barras de colores. Ideal para las pruebas en soluciones coloreadas con riesgo de alterar las lecturas.
- Rollo tipo TC : cada tira posee 3 bandas de indicador separadas. A continuación, la combinación única de cambio de color de cada prueba se compara con los patrones imprimesos en el dispensador, para permitir una lectura rápida y precisa.
- Rollo tipo SR : Gama completa de papeles pH en formato rollo.


Distribuidores

Ref.	Tipo	Descripción	Rango pH	Graduación pH	An x L (mm x m)	€
036544	TC	Tres colores	1,0 - 11,0	1	10 x 5	NC -
036545	SR	Espectro completo estándar	1,0 - 14,0	1,0 - 2,0	7 x 5	NC -
036546	SR	Espectro reducido	0,5 - 5,5	0,5 - 1,0	7 x 5	NC -
036547	SR	Espectro reducido	4,0 - 7,0	0,5	7 x 5	NC -
036548	SR	Espectro reducido	6,0 - 8,0	0,5	7 x 5	NC -
036549	SR	Espectro reducido	8,0 - 10,0	0,5	7 x 5	NC -

Tiras

Ref.	Tipo	Descripción	Rango pH	Graduación pH	An x L (mm x m)	Unid./ caja	€/ caja
036536	CF	Tinte adherido por color	0 - 14	1	6 x 80	100	NC -
036537	CF	Color en el cuerpo	4,5 - 10,0	0,5	6 x 80	100	NC -
036538	CS	Comparador integral	1,0 - 12,0	1	11 x 100	200	NC -
036539	CS	Comparador integral	1,8 - 3,8	0,2 - 0,3	11 x 100	200	NC -
036540	CS	Comparador integral	3,8 - 5,5	0,2 - 0,3	11 x 100	200	NC -
036541	CS	Comparador integral	5,2 - 6,8	0,2 - 0,3	11 x 100	200	NC -
036542	CS	Comparador integral	6,0 - 8,1	0,3	11 x 100	200	NC -
036543	CS	Comparador integral	8,0 - 9,7	0,2 - 0,3	11 x 100	200	NC -

Papel pH en rollos o tiras



Rollo de 5 metros

Ref.	Descripción	€ el rollo de 5 m
074043	Escala de 1 a 14 graduaciones de 1 pH	NC -
074161	Escala de 0-10 graduaciones de 1 pH	NC -

Tiras

Ref.	Rango pH	€ 10 unid. libritos de 20
175176	1 - 14	NC -
175175	5 - 9	NC -