pH-metro/ Ionometro de sobremesa SevenDirect SD50 Mettler Toledo

- Medición precisa
- Fácil de usar
- Interfaz intuitiva
- Pantalla táctil
- Conforme GPL
- Ajustes protegidos contra cambios no deseados mediante 2 niveles opciones de gestión (administrador / usuario)
- Transferencia automática de datos al ordenador o a la impresora
- Ajuste de los datos de calibración protegidos por niveles de gestión
- Compartimento cerrado para conectores
- Nuevo portaelectrodos EasyPlace™ suministrado de serie

		SevenDirect SD50
Rango de medida	pH	-2,000 a 20,000
	mV	-2000,0 a 2000,0
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	0,000 - 100,000
	Temperatura	-30,0 a 130,0 °C
Resolución	pH	0,1/0,01/0,001
	mV	0,1/1
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	0,00001
	Temperatura	0,1 °C
Precisión	pH	± 0,002
	mV	± 0,1 (-500,0 a +500,0 mV) ± 0,2 (rango restante)
	Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	± 0,002
	Temperatura	± 0,1 (0 a 100 °C)
Calibración pH	pH Ion (mmol/l, mol/l, mg/l, ppm)	Método lineal o segmentado en 1 a 5 puntos

Accesorios

Ref.	Descripción	€
031744	Portaelectrodos EasyPlace™ (incluído en estándar)	NC -
031759	Pantalla protectora para aparato de la serie SevenDirect	NC -
031147	Lector de códigos de barras	NC -
031369	Licencia para software EasyDirect™	NC -
031142	Cable 1,8m USB A - B para software EasyDirect™	NC -
031745	Agitador magnético EasyMix™	NC -



Ref.	Kit	Composición del kit	€
031724	SD50 Basic	Fuente de alimentación, cubierta protectora, instrucciones de uso y portaelectrodos EasyPlace™ con 3 ranuras	NC -
031736	SD50 Kit	SD50 Basic + electrodo Inlab Expert Pro-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de pH 4,01, 7,00 y 9,21)	NC -
031741	SD50 F-ion kit	SD50 Basic + electrodo PerfectION™ Fluoruro	NC -
031737	SD50 HA kit	SD50 Basic + electrodo Inlab Routine Pro-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de pH 4,01, 7,00 y 9,21)	NC -
031738	SD50 Organic kit	SD50 Basic + electrodo Inlab Science Pro-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de pH 4,01, 7,00 y 9,21)	NC -
031739	SD50 Pure H2O kit	SD50 Basic + electrodo Inlab Pure Pro-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de pH 4,01, 7,00 y 9,21)	NC -
031740	SD50 Pure H2O kit	SD50 Basic + electrodo Inlab Micro Pro-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de pH 4,01, 7,00 y 9,21)	NC -

Conductímetro de sobremesa SevenDirect SD30 Mettler Toledo

- Medición precisa
- Fácil de usar
- Interfaz intuitiva
- Pantalla táctil
- Conforme BPL
- Ajustes protegidos contra cambios no deseados mediante 2 nuevas opciones de gestión (administrador / usuario)
- Transferencia automática de datos al ordenador o a la impresora
- Ajuste de los datos de calibración protegidos por niveles de gestión
- Compartimento cerrado para conectores
- Nuevo portaelectrodos EasyPlace™ suministrado de serie

		SD30
Rango de medida	Conductividad	0,000 µS/cm a 2000 mS/cm
	Salinidad	0,00 a 80,00 PSU
	Resistividad	0,00 a 100,0 MΩ,cm
	Temperatura	-30,0 a 130,0 °C
Resolución	Conductividad	Alcance automático - máx. 0,001
	Temperatura	0,1 °C
Precisión	Conductividad	0,5% del valor medido
	Temperatura	± 0,1 (0 a 100 °C)
Calibración	Conductividad	Método lineal o constante de la célula manual
	Conductividad	1 ó 2 puntos

Accesorios

Ref.	Descripción	€
031744	Portaelectrodos EasyPlace™ (incluído en estándar)	NC -
031759	Pantalla protectora para aparato de la serie SevenDirect	NC -
031147	Lector de códigos de barras	NC -
031369	Licencia para software EasyDirect™	NC -
031142	Cable 1,8m USB A - B para software EasyDirect™	NC -
031745	Agitador magnético EasyMix™	NC -



Ref.	Kit	Composición del kit	€
031723	SD30 Basic	Fuente de alimentación, cubierta protectora, instrucciones de uso y portaelectrodos EasyPlace™ con 3 ranuras	NC -
031734	SD30 Kit	SD30 Basic + sonda Inlab 731-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de 1413 µS/cm y 12,88 mS/cm)	NC -
031735	SD30 Pure H2O Kit	SD30 Basic + sonda Inlab 741-ISM y solución de calibración en bolsa (2 bolsas de 84 µS/cm)	NC -

Astucia

Ver páginas 464 y 465 para electrodos Inlab y páginas 480 y 481 para soluciones tampón y soluciones de conductividad estándar.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB