Soluciones patrón Hanna listas para usar

La garantía de calidad y trazabilidad.
Las soluciones tampón HANNA Instruments están fabricadas con productos de ref. certificados NIST y estandarizados con un pHmetro patrón según un estándar primario que también cumple la norma del NIST. Diseñadas para su adaptación a aplicaciones muy variadas, están disponibles en distintas presentaciones:

+ en bolsas plastificadas de 20 ml, estancas y herméticas para el empleo en el momento, de uso único, que elimina cualquier riesgo de contaminación ;
+ en frascos de 500 ml para laboratorio.

* Soluciones entregadas con certificados.



Kits soluciones tampón

Ref.	Descripción	Los	€
052408*	Soluciones tampones pH 4,01 y 7,01	5+5 x 20 ml	NC -
052005	Soluciones tampones pH 4,01 y 7,01	5+5 x 20 ml	NC -
052414*	Soluciones tampones pH 7,01 y 10,01	5+5 x 20 ml	NC -
052415	Soluciones tampones pH 7,01 y 10,01	5+5 x 20 ml	NC -

Soluciones de conductividad y TDS listas para usar

Ref.	µS/cm	Las	€	Ref.	g/l	Los	€
Soluciones de conductividad				Soluciones TDS estándar			
052153	12880	25 x 20 ml	NC -	052169	0,8	25 x 20 ml	NC -
052154*	12880	25 x 20 ml	NC -	052170*	0,8	25 x 20 ml	NC -
052020	12880	500 ml	NC -	052171	1,382	25 x 20 ml	NC -
052155	1413	25 x 20 ml	NC -	052172*	1,382	25 x 20 ml	NC -
052156*	1413	25 x 20 ml	NC -	052173	1,382	500 ml	NC -
052019	1413	500 ml	NC -	052174	1,5	25 x 20 ml	NC -
052018	84	500 ml	NC -	052176	1,5	500 ml	NC -
052021	80000	500 ml	NC -	052177	6,44	25 x 20 ml	NC -
052022	111800	500 ml	NC -	052178*	6,44	25 x 20 ml	NC -
052160	5000	25 x 20 ml	NC -	052179	12,41	500 ml	NC -
052161*	5000	25 x 20 ml	NC -				
052162	5000	500 ml	NC -				
Soluciones de conductividad especiales agroalimentaria							
052163	12880	500 ml	NC -				
052164	1413	500 ml	NC -				
052165	84	500 ml	NC -				
052166	80000	500 ml	NC -				
052167	111800	500 ml	NC -				
052168	5000	500 ml	NC -				

Soluciones REDOX listas para usar

Ref.	Descripción	Los	€
052102	Solución de prueba 240 mV	500 ml	NC -
052103	Solución de prueba 470 mV	500 ml	NC -

Soluciones de conservación para electrodos

Ref.	Descripción	Los	€
052001	Solución de almacenamiento para electrodos pH	500 ml	NC -
052180	Solución de almacenamiento, frasco opaco para electrodos pH	500 ml	NC -
052181	Solución redox reductora	500 ml	NC -
052182	Solución redox oxidante	500 ml	NC -

Soluciones electrolíticas (para los electrodos de rellenar)

Ref.	Descripción	Los	€
052104	Electrolito 3,5M KCl + AgCl para electrodos de diafragma simple	4 x 30 ml	NC -
052183	Electrolito 3,5M KCl + AgCl, frascos opacos para electrodos de diafragma simple	4 x 30 ml	NC -
052184	Electrolito 1M, KNO 3 para electrodos de doble diafragma	4 x 30 ml	NC -
052186	Electrolito 3,5M KCl para electrodos de doble diafragma	4 x 30 ml	NC -
052187	Electrolito 3,5M KCl, frascos opacos para electrodos de doble diafragma	4 x 30 ml	NC -
052188	Electrolito 1M KCl + AgCl, frascos opacos para electrodos de doble diafragma	4 x 30 ml	NC -

Soluciones patrón pH listas para usar

Ref.	pH	Las	€	Ref.	pH	Los	€
Soluciones patrón - Precisión: +/- 0,01				Soluciones estándar alta resolución			
052117	1,68	500 ml	NC -	052137	1,00	500 ml	NC -
052079	4,01	25 x 20 ml	NC -	052138	4,010	500 ml	NC -
052082*	4,01	25 x 20 ml	NC -	052139	6,00	500 ml	NC -
052012	4,01	500 ml	NC -	052140	7,010	500 ml	NC -
052077*	4,01	500 ml	NC -	052141	9,177	500 ml	NC -
052005	4,01 + 7,01	5+5 x 20 ml	NC -	052142	10,010	500 ml	NC -
052408*	4,01 + 7,01	5+5 x 20 ml	NC -	Soluciones estándar especiales para agroalimentaria - Botella FDA			
052383	4,01	1 l	NC -	052143	4,01	500 ml	NC -
052118	6,86	25 x 20 ml	NC -	052144*	4,01	500 ml	NC -
052119*	6,86	25 x 20 ml	NC -	052145	6,86	500 ml	NC -
052120	6,86	500 ml	NC -	052146*	6,86	500 ml	NC -
052121*	6,86	500 ml	NC -	052147	7,01	500 ml	NC -
052080	7,01	25 x 20 ml	NC -	052148*	7,01	500 ml	NC -
052083*	7,01	25 x 20 ml	NC -	052149	9,18	500 ml	NC -
052013	7,01	500 ml	NC -	052150*	9,18	500 ml	NC -
052076*	7,01	500 ml	NC -	052151	10,01	500 ml	NC -
052382	7,01	1 l	NC -	052152*	10,01	500 ml	NC -
052415	7,01 + 10,01	5+5 x 20 ml	NC -				
052414*	7,01 + 10,01	5+5 x 20 ml	NC -				
052122	9,18	25 x 20 ml	NC -				
052123*	9,18	25 x 20 ml	NC -				
052124	9,18	500 ml	NC -				
052125*	9,18	500 ml	NC -				
052081	10,01	25 x 20 ml	NC -				
052084*	10,01	25 x 20 ml	NC -				
052014	10,01	500 ml	NC -				
052078*	10,01	500 ml	NC -				

Soluciones de limpieza para electrodos pH

Ref.	Aplicaciones soluciones	Los	€
052189	Soluciones para el aclarado	25 x 20 ml	NC -
052190	Para uso general y agricultura	25 x 20 ml	NC -
052002	Para uso general	500 ml	NC -
052191	Para uso general, frasco opaco	500 ml	NC -
052105	Para las proteínas	500 ml	NC -
052192	Para proteínas, frasco opaco	500 ml	NC -
052193	Para materiales inorgánicos	500 ml	NC -
052106	Para aceites y grasas	500 ml	NC -
052194	Para aceites y grasas frasco opaco	500 ml	NC -
054619	Para la industria cosmética para aceites y grasas	1 x 500 ml	NC -
052197	Para la carne	25 x 20 ml	NC -
052198	Para los depósitos de vino (tártaro)	25 x 20 ml	NC -
052199	Para las manchas de vino	25 x 20 ml	NC -
052200	Para la leche	25 x 20 ml	NC -
052201	Para los productos lácteos, y para la desinfección de los electrodos	25 x 20 ml	NC -
052202	Para los quesos	25 x 20 ml	NC -
052203	Para suelos (tierra, compost)	25 x 20 ml	NC -
052204	Para suelos (compost, humus)	25 x 20 ml	NC -
052205	Para depósitos de sal (proceso)	25 x 20 ml	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB