Electrodos combinados HANNA

- Solución de relleno para electrodos de diafragma simple, utilice la solución HI 7071 3,5M KCl/AgCl - Ref. 052104.
- Solución de relleno para electrodos de diafragma doble, utilice la solución HI 7082 3,5M KCl - Ref. 052186.

Ref.	Modelo	Diafragma	Forma	Ficha	Presión Bar/PSI	Cable	Rango (°C)	Cuerpo	Diafragma	Célula	€
				Electrodos pH combinados							
052113	HI 1043B	1 cerámica ø 1,2 mm	Esférica ø 9,5 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Vidrio	Doble	Llenado	**NC -**
052111	HI 1053B	3 cerámica ø 1,2 mm	Cónica 12 x 12 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Vidrio	Simple	Llenado	**NC -**
052086	HI 1083B	Contacto directo	Esférica ø 3 mm	BNC	0,1/1,45	Coaxial	0/+50	Vidrio	Simple	ViSférico ø 7,5 mmoleno	**NC -**
052011	HI 1131B	1 cerámica ø 1,2 mm	Esférica ø 9,5 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Vidrio	Simple	Llenado	**NC -**
052210	HI 1330B	1 cerámica ø 1,2 mm	Esférica ø 5 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Vidrio	Simple	Llenado	**NC -**
052006	HI 1230B	1 cerámica ø 1,2 mm	Esférica ø 7,5 mm	BNC	0,1/1,45	Coaxial	0/+80	Ultem®	Doble	Gel	**NC -**
052235	HI 2031B	1 cerámica ø 1,2 mm	Cónica 6 x 10 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Vidrio	Simple	Llenado	**NC -**
				Electrodos Redox combinados de platino							
052101	HI 3131B	1 cerámica	Varilla metal ø 1 mm	BNC	0,5/7,25	Coaxial	-5/+100	Vidrio	Simple	Llenado	**NC -**


HI 1043


HI 1053


HI 1083


HI 1230

Electrodo TRIS



Electrodo de vidrio especial TRIS HI1144B.

Ref.	Descripción	€
052371	Electrodo especial TRIS	**NC -**

Brazo soporte universal para electrodos "multiposiciones"

- Construido en ABS y acero
- Buena estabilidad gracias a su soporte de base metálica
- Especial para trabajar a alturas y posiciones diferentes
- Rotación de 360°
- Longitud de cada brazo : 215 mm
- Extremidad del brazo con dispositivos para acoplar a la vez 2 electrodos de ø 16 mm, 2 electrodos de ø 14 mm y una sonda de temperatura de ø 0,5 mm

Ref.	Descripción	€
068594	Brazo con portaelectrodos	**NC -**



Frasco depósito para protección de electrodos

- Se adaptan a los electrodos y los mantienen en contacto con la solución electrolítica
- Sistema estanco que evita la evaporación y el depósito de sal
- De vidrio borosilicato
- Con tapón de rosca y unión estanca
- Trazo circular indeleble, nivel máximo de producto electrolítico

Ref.	Descripción	€
063105	Frasco Protelec para electrodos ø 8 mm	**NC -**
063106	Frasco Protelec para electrodos ø 12 mm	**NC -**
063107	Frasco Protelec almacenamiento para electrodos ø 8 mm	**NC -**
063108	Frasco Protelec almacenamiento para electrodos ø 12 mm	**NC -**



063105
063106
063107
063108

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB