pHmetro EUTECH



262724



262782

- Memoria 150 valores
- Pantalla grande
- IP67
- 3 años de garantía
- Caja flotante
- Se entrega con soporte para electrodos Grip-Clip™
- Reconocimiento automático de tampón

pH	Banda	-2,00 a 16,00
	Resolución	0,01
	Precisión	± 0,01
	Calibración	Hasta 5 puntos (tampón NIST) Hasta 6 puntos (tampón DIN)
mV	Banda	± 2000 mV
	Resolución	0,1 (± 999,9 mV); 1 mV por encima
	Precisión	± 0,2 mV + 2 Dígitos ó ± 0,5% del valor medido
	Calibración	± 200 mV
Temperatura	Banda	-10,0 a 110,0 °C
	Resolución	0,1 °C
	Precisión	± 0,5°C
Compensación de temperatura		Automático o manual entre -10 y 110°C
Conectividad		BNC
Memoria		150 valores
Dimensiones		23 x 23 x 7 cm
Peso		0,7 kg
Ref.		**262724**
€		**NC -**

Electrodo

Rango de medición	0 a 13
Sensor de temperatura	No
Ref.	Ag/AgCl
Llenado	No
Diafragma	Doble
Dimensión (mm)	90 x 12
Longitud cable	1 m
Conectividad	BNC
Ref.	**262782**
€	**NC -**

Sonda de temperatura

Ref.	Descripción	€
262783	Sonda de temperatura	**NC -**

pHmetro / Conductímetro Eutech PC450



- Acepta un electrodo de pH y una sonda de conductividad, o una sonda que combina los 2 parámetros
- IP67
- Gran pantalla retroiluminada
- Portaelectrodos Grip Clip™
- Memoria: 500 valores

Rango de pH	-2,00 a 16,00
Precisión pH	± 0,01
Rango de mV	± 2000
Resolución	0,1 (± 999,9 mV) 1 (rango restante)
Precisión mV	± 0,2 mV +2 x último dígito significativo ó ± 0,5% valor de lectura
Rango de conductividad	0 a 200 mS/cm
Resolución	0,01 µS a 0,1 mS
Precisión conductividad	± 1 % escala completa
Rango temperatura	-10,0 a 110,0 °C
Precisión	± 0,5°C
Puertos	RS 232 y USB
Alimentación	2 pilas 1,5V AA
Dimensiones	200 x 83 x 57 mm
Peso	0,5 kg

Ref.	Descripción	€
262949	pHmetro / conductímetro PC450 entregado solo	**NC -**
262952	pHmetro / conductímetro PC450 entregado con electrodo pH y sonda de conductividad	**NC -**
262953	pHmetro / conductímetro PC450 entregado con electrodo pH y sonda de conductividad en maletín	**NC -**
262950	pHmetro / conductímetro PC450 entregado con electrodo combi pH / conductividad	**NC -**
262951	pHmetro / conductímetro PC450 entregado con electrodo combi pH / conductividad en maletín	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
262782	Electrodo de pH de doble diafragma con cable de 1 metro enchufe BNC	**NC -**
262929	Sonda de conductividad cuerpo de vidrio K = 0,1	**NC -**
262930	Sonda de conductividad cuerpo de vidrio k = 1	**NC -**