Refractómetro MyBrix Mettler



- Mediciones en segundos
- Determinación del contenido de azúcar
- Resultado con compensación automática de la temperatura
- 10 escalas (Brix, Oechsle, Baumé)

Brix (% en peso)	Rango de medición	0 - 95
	Precisión	± 0,2
	Resolución	0,1
Índice de refracción	Rango de medición	1,33 - 1,53
	Precisión	± 0,0003
	Resolución	0,0001
IP		IP65
Escala de medición		Índice de refracción, grado Brix, Brix compensado a 20 °C, HFCS 42/55/90, Baumé, KMW, Oechsle alemán/suizo, Plato, Wort
Pantalla		Digital LCD 1,8"
Pieza en contacto con la muestra		Vidrio óptico 8 mm, acero inoxidable, ABS
Vol. muestra (ml)		0,3
Dimensiones (mm)		115 x 54 x 30
Peso (g)		115
Pilas		3 V (2 x AAA)
Ref.		**031769**
€		**NC -**

Aplicaciones	Escala	Unid.	Banda	Resolución	Precisión	Compensación de temperatura
Agroalimentario	° Brix (ATC)	% peso/peso	0 - 95	0,1	± 0,2	Sí
	° Brix	% peso/peso	0 - 95	0,1	± 0,2	No
	Índice de refracción		1,33 - 1,53	0,0001	± 0,0003	No
	42 HFCS ((jarabe de maíz rico en fructosa)	% peso/peso	0 - 95	0,1	± 0,2	Sí
	55 HFCS ((jarabe de maíz rico en fructosa)	% peso/peso	0 - 95	0,1	± 0,2	Sí
	90 HFCS ((jarabe de maíz rico en fructosa)	% peso/peso	0 - 95	0,1	± 0,2	Sí
Vino y cerveza	° Baumé	Grado	0 - 50	0,1	± 0,2	Sí
	KMW (babo)		0 - 25	1	± 1	Sí
	Oechsle (alemán)		30 - 130	1	± 1	Sí
	Oechsle (suizo)		0 - 130	1	± 1	Sí
	° Plato		0 - 30	0,1	± 0,2	Sí
	Mosto (equivalente sacarosa)	Densidad (D20/20)	1000 - 1120	0,0005	± 0,001	Sí

* La compensación automática de temperatura (ATC) corrige las mediciones de soluciones acuosas y de sacarosa a 20°C

Accesorio

Ref.	Descripción	€
031771	Estuche flexible para refractómetro Mybrix	**NC -**



Group Dutscher

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

