
Microplacas de screening NUNC





- De poliestireno
- Microplacas sin tratar, ideales para añadir el recubrimiento deseado
- Ideal para mediciones microscópicas y ópticas
- Código de barras personalizado disponible
- Placas optimizadas para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos

- Placas de 96 pocillos : 50-250 µl
- Placa de 384 pocillos : 10-120 µ
- Placa de 1536 pocillos : 1-10 µl

Microplacas transparentes

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Tapa	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055270	96	Plano	No	No	10	180	**NC -**
055140	96	Plano	No	No	5	60	**NC -**
055246	96	Plano	No	Sí	1	50	**NC -**
056907	96	Plano	Sí	Sí	6	108	**NC -**
055272	96	Plano	Sí	Sí	10	160	**NC -**
055274	96	Plano	Sí	No	10	160	**NC -**
056835	96	Redondo	No	No	135	135	**NC -**
055380	96	Redondo	No	No	10	180	**NC -**
055245	96	Redondo	Sí	Sí	1	50	**NC -**
055142	96	Cónico	No	No	10	180	**NC -**
055247	96	Cónico	No	Sí	1	50	**NC -**
056368	96	Cónico	No	Sí	10	80	**NC -**
056493	96	Cónico	Sí	Sí	10	160	**NC -**
056366	96	Cónico	Sí	Sí	1	50	**NC -**
055296	384	Plano	Sí	Sí	10	30	**NC -**
055295	384	Plano	Sí	Sí	1	30	**NC -**
056333	384	Plano	Sí	Sí	25	100	**NC -**
056334	384	Plano	No	Sí	25	100	**NC -**
056499	384	Plano	No	No	25	100	**NC -**
055345	1536	Plano	No	No	30	90	**NC -**

Microplacas blancas

Ref.	N° de pocillo	Tipo de fondo	Tapa	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055219	96	Plano-Blanco	No	No	10	180	**NC -**
055215	96	Plano-Blanco	Sí	Sí	1	50	**NC -**
055217	96	Plano-Blanco	Sí	Sí	10	160	**NC -**
055315	96	Plano-Transparente	No	No	10	30	**NC -**
056501	384	Plano - Blanco	No	No	25	100	**NC -**
054300	384	Plano-Transparente	No	No	10	30	**NC -**
055347	1536	Plano - Blanco	No	No	30	90	**NC -**

Microplacas negras

Ref.	N° de pocillo	Tipo de fondo	Tapa	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
055215	96	Plano - Negro	Sí	Sí	1	50	**NC -**
055217	96	Plano - Negro	Sí	Sí	10	60	**NC -**
055218	96	Plano - Negro	No	No	10	180	**NC -**
055316	96	Plano -Transparente	No	No	10	30	**NC -**
055317	96	Plano - vidrio	No	No	10	30	**NC -**
056500	384	Plano - Negro	No	No	25	100	**NC -**
054301	384	Plano -Transparente	No	No	10	30	**NC -**
055346	1536	Plano - Negro	No	No	30	90	**NC -**

Tapas y tapas flexibles Nunc

Tapas

Tres modelos:

+ Tapa universal, sin esquina cortada para todas las placas;
+ Tapa “ultra low profile” de muy baja altura;
+ Tapa LowBot, específicamente diseñada para la manipulación en robótica. Perfil muy plano, con faldón corto para permitir el marcado de un código de barras sobre la placa sin quitar la tapa.

Ref.	Modelo	Estéril	Compatibilidad	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
056118	Universal	Sí	Todas las placas	20	60	**NC -**
056119	Universal	No	Todas las placas	20	60	**NC -**
056121	Universal	No	Todas las placas	20	180	**NC -**
056105	LowBot y ultra low profil esquinas cortadas	No	Placas perfil bajo, 384 y 1536 pocillos	25	100	**NC -**
056106	LowBot y ultra low profil esquinas cortadas	Sí	Placas perfil bajo, 384 y 1536 pocillos	25	100	**NC -**
055610	Esquinas cortadas	No	Placas 384 y 1536 pocillos	1	60	**NC -**
056122	Esquinas cortadas	No	Placas 384 y 1536 pocillos	20	180	**NC -**
055144	Anillos de condensación y bordes cortados	Sí	Placas 96 pocillos PS, deepwell PP	1	50	**NC -**
055143	Anillos de condensación y bordes cortados	No	Placas 96 pocillos PS, deepwell PP	5	100	**NC -**

Tapas flexibles

- Utilizables hasta -80 °C para elastómeros termoplásticos
- Utilizables hasta -20 °C para modelos de silicona
- Resistente al DMSO, al etanol y al metanol
- Pueden perforarse varias veces

Ref.	Modelo	Estéril	Material	Color	Perforable	Compatibilidad	Unid. de env.	Unid./ caja	€/ caja
054316	Alfombrilla de 96 pocillos	Sí	Elastómero termoplástico	Natural	Sí	Placa de 96 pocillos multiwell y deepwell PP 055375, 056175 y 055378	1	50	**NC -**
054317	Alfombrilla de 96 pocillos	No	Elastómero termoplástico	Natural	Sí	Idem	5	50	**NC -**
054319	Alfombrilla de 96 pocillos	No	Elastómero termoplástico	Azul	Sí	Idem	5	50	**NC -**
056125	Alfombrilla con 96 pocillos precortada	No	Silicona	Natural	Sí	Idem	10	50	**NC -**