
Microplacas de screening CORNING

- De poliestireno
- Sin tapa (excepto Ref. 003680)
- Estériles y no estériles
- Sin tratar: superficie intrínsecamente hidrófoba que fija biomoléculas mediante interacciones pasivas

- Placas 96 pocillos : 25-125 µl (semi-pocillos) ; 75-200 µl (estándar)
- Placa 384 pocillos : 5-40 µl (semi-pocillos); 20-80 µl (estándar)
- Placa 1536 pocillos : 1-8 µl



Microplacas transparentes

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003695	96	Plano	Semi-pocillo	No	25	100	NC -
003366	96	Redondo	-	No	25	100	NC -
003367	96	Redondo	-	Sí	1	50	NC -
003795	96	Redondo	-	Sí	25	100	NC -
003798*	96	Redondo	-	No	25	100	NC -
003797	96	Redondo	-	No	25	100	NC -
003896	96	Cónico	-	Sí	1	48	NC -
003897	96	Cónico	-	No	25	100	NC -
003898*	96	Cónico	-	No	25	100	NC -
003680	384	Plano	Con tapa	Sí	20	100	NC -
003702	384	Plano	-	No	25	100	NC -

* Tratada para mejorar la hidrofobicidad para la hemaglutinación y las pruebas de aglutinación.

Microplacas negras

Ref.	N° de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003694	96	Plano - Negro	Semi-Pocillo	No	25	100	NC -
003631	96	Plano-Transparente	-	No	25	100	NC -
003880	96	Plano- Transparente	Semi-Pocillo	No	25	100	NC -
003792	96	Redondo - Negro	-	No	25	100	NC -
003821	384	Plano - Negro	Volumen reducido	No	10	50	NC -
003540	384	Plano-Transparente	Volumen reducido	No	10	50	NC -
003724	1536	Plano - Negro	-	No	10	50	NC -
003891	1536	Plano-Transparente	-	No	10	50	NC -
003936	1536	Redondo - Negro	-	No	10	50	NC -

Microplacas blancas

Ref.	N° de pocillo	Tipo de fondo	Especificidad	Estéril	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003693	96	Plano - Blanco	Semi-pocillo	No	25	100	NC -
003632	96	Plano-Transparente	-	No	25	100	NC -
003883	96	Plano- Transparente	Semi-pocillo	No	25	100	NC -
003725	1536	Plano - Blanco	-	No	10	50	NC -
003937	1536	Redondo - Blanco	-	No	10	50	NC -

Microplacas para NBS™ CORNING

- De poliestireno
- Superficie non binding NBS™: superficie hidrófila no iónica (similar al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares
- Ideales para reducir la unión de proteínas y ácidos nucleicos a bajas concentraciones y aumentar la relación señal/ruido
- Sin tapa
- No estéril

Microplacas transparentes

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003641	96	Plano	-	25	100	NC -
003640	384	Plano	-	25	100	NC -

Microplacas blancas

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003605	96	Redondo - Blanco	-	25	100	NC -
003600	96	Plano - Blanco	-	25	100	NC -
003990	96	Plano - Blanco	-	5	25	NC -
003992	96	Plano - Blanco	Semi-pocillos	5	25	NC -
003884	96	Plano-Transparente	Semi-pocillos	25	100	NC -
003994	96	Plano-Transparente	Semi-pocillos	5	25	NC -
003604	96	Plano-Transparente	-	25	100	NC -
003574	384	Plano - Blanco	Con borde bajo	10	50	NC -
003729	1536	Redondo - Blanco	-	10	50	NC -

Microplacas negras

Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Especificidad	Unid/ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
003650	96	Plano - Negro	-	25	100	NC -
003991	96	Plano - Negro	-	5	25	NC -
003993	96	Plano - Negro	Semi-pocillos	5	25	NC -
003881	96	Plano-Transparente	Semi-pocillos	25	100	NC -
003651	96	Plano-Transparente	-	25	100	NC -
003575	384	Plano - Negro	Con borde bajo	10	50	NC -
003820	384	Plano - Negro	Volumen reducido	10	50	NC -
003544	384	Plano-Transparente	Volumen reducido	10	50	NC -
003728	1536	Plano - Negro	-	10	50	NC -
003895	1536	Plano-Transparente	-	10	50	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB