
Microplacas para screening

- De poliestireno ultra pure
- Sin tapa
- No estéril
- Marcado alfanumérico
- Formato SBS


- 96 pocillos : fondo redondo 270 µl, fondo cónico 220 µl, fond plano 350 µl
- 384 pocillos : 120 µl



Ref.	N° de pocillos	Tipo de fondo	Color	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
058074	96	Redondo	Transparente	No	100	**NC -**
058075	96	Cónico	Transparente	No	100	**NC -**
058073	96	Plano	Transparente	No	100	**NC -**
043453	96	Plano chimenea - Blanco	Blanco	No	100	**NC -**
043456	96	Plano chimenea - Negro	Negro	No	100	**NC -**
043463	384	Plano	Transparente	No	100	**NC -**
043466	384	Plano - Blanco	Blanco	No	100	**NC -**
043469	384	Plano - Negro	Negro	No	100	**NC -**

Microplacas Krystal™


- De poliestireno ultra pure
- Sin tapa
- No estéril
- Marcado alfanumérico
- Formato SBS
- Fondo transparente 0,75 mm
- Versión Krystal™ 2000: fondo transparente de 0,4 mm
- Configuración especial, con el marco opaco que elimina por completo el cross talk entre pocillos, y el pocillo transparente que proporciona precisión, sensibilidad y repetibilidad en las mediciones fotométricas



Ref.	N° de pocillos	Tipo de fondo	Color	Especificidad	Unid./ caja	€/ caja
043494	24	Plano-Transparente	Blanco	-	68	**NC -**
043497	24	Plano-Transparente	Negro	-	68	**NC -**
043480	96	Plano-Transparente	Negro	-	100	**NC -**
043482	96	Plano-Transparente	Blanco	-	100	**NC -**
043489	96	Plano-Transparente	Negro	Krystal™ 2000	100	**NC -**
043500	384	Plano-Transparente	Negro	-	100	**NC -**
043502	384	Plano-Transparente	Blanco	-	100	**NC -**

Microplacas Krystal™ fondo de vidrio


- De poliestireno ultra pure
- Envase individual
- Con tapa
- Resistente al alcohol, DMSO y PBS
- Fondo de vidrio 175 µm
- Planitud de +/- 30 µm en la base
- Límite óptico 335 nm



			Estéril			No estéril		
N°de pocillos	Tipo de fondo	Color	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
24	Plano-Transparente	Negro	**058062**	10	**NC -**	**058061**	10	**NC -**
24	Plano-Transparente	Blanco	**058064**	10	**NC -**	**058063**	10	**NC -**
96	Plano-Transparente	Negro	**058067**	10	**NC -**	**058065**	10	**NC -**
96	Plano-Transparente	Blanco	**058068**	10	**NC -**	**058066**	10	**NC -**
384	Plano-Transparente	Negro	**058071**	10	**NC -**	**058069**	10	**NC -**
384	Plano-Transparente	Blanco	**058072**	10	**NC -**	**058070**	10	**NC -**

Microplacas Krystal™ UV transparente

- De poliestireno ultra pure
- Sin tapa
- No estéril
- Marcado alfanumérico
- Formato SBS
- Fondo transparente COC
- Alta resistencia química
- Límite óptico 220 nm



Ref.	Número de pocillos	Tipo de fondo	Color	Unid./ caja	€/ caja
058115	384	Plano-Transparente	Negro	32	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB