## Microplacas 96 pocillos



- De poliestireno
- Envase individual

| Ref. | Fondo | Estéril | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| 390963 | U | No | 50 | NC - |
| 390966 | U | Sí | 50 | NC - |
| 390964 | V | No | 50 | NC - |
| 390967 | V | Sí | 50 | NC - |
| 390965 | Plano | No | 50 | NC - |
| 390968 | Plano | Sí | 50 | NC - |

### Tapas

| Ref. | Estéril | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 390969 | No | 50 | NC - |
| 390970 | Sí | 50 | NC - |


Fondo U


Fondo V


Fondo plano

## Placas de poliestireno Riplate® 96



- Ideal para las aplicaciones ELISA
- Dimensiones: 128 x 85 mm
- Compatible con la mayoría de autómatas de laboratorio
- Marcado alfanumérico

| Ref. | Volumen (µl) | Fondo | Material | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|
| 071430B | 300 | V | PP | 64 | NC - |
| 071429 | 350 | Plano | PP | 100 | NC - |
| 071426 | 300 | U | PS | 100 | NC - |
| 071427 | 240 | V | PS | 100 | NC - |
| 071428 | 350 | Plano | PS | 100 | NC - |

## Placas de poliestireno Riplate® 384



- Óptimo para volúmenes bajos
- Marcado alfanumérico
- Cavidades redondeadas para reducir la capilaridad
- Apilables
- Bordes con pocillos elevados para evitar la contaminación cruzada y mejorar el sellado
- Volumen total: 60 µl
- Volumen de trabajo : 30 - 50 µl

| Ref. | Fondo | Color | Material | Aplicaciones | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071432 | Plano | Natural | PS | Microscopía | 100 | NC - |
| 071433 | Plano | Blanco | PS | Luminiscencia | 100 | NC - |
| 071434 | Plano | Negro | PS | Fluorescencia | 100 | NC - |
| 071435 | V | Natural | PS | Microscopía | 100 | NC - |
| 071436 | V | Blanco | PS | Luminiscencia | 100 | NC - |
| 071437 | V | Negro | PS | Fluorescencia | 100 | NC - |