
Microplacas de polipropileno de 96 pocillos Nunc



Placas para sistemas robotizados

- Capacidad de pocillos: Fondo redondo de 0,5 ml o fondo cónico de 0,35 ml
- Bordes rectos y tapa con faldón largo para un mejor agarre de los robots
- Con código de barras a petición
- Fondo redondo o cónico
- Autoclavables
- Resistente al calor de -180 °C a +121 °C
- Dimensiones: 128 x 86 x 14 mm

Varios colores:


+ natural : para placas estériles y no estériles diseñadas para el screening, la recogida de muestras, la química combinatoria, los ensayos en fase líquida y el almacenamiento de muestras;
+ negro : para aplicaciones de fluorescencia, reducción del ruido de fondo, mínima dispersión de la luz de retorno;
+ blanco : para aplicaciones de fluorescencia y luminiscencia, máxima reflexión de la señal, mínima autoluminiscencia y autofluorescencia;
+ rojo, azul o amarillo: para bancos de muestras, almacenamiento, recogida de muestras.

Placas de fondo cónico

Color	Natural estéril	Natural	Blanco	Negro	Negro	Azul	Amarillo
Unid. de env.	20	20	20	20	20	20	20
Unid./caja	120	120	120	120	120	120	120
Ref.	**055528**	**055529**	**055530**	**055531**	**055532**	**055533**	**055534**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas de fondo redondo

Color	Natural estéril	Natural	Blanco	Negro	Azul	Amarillo
Unid. de env.	10	10	10	10	10	10
Unid./caja	120	120	120	120	120	120
Ref.	**054309**	**054310**	**054311**	**054312**	**054314**	**054315**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**



Alfombrillas de cierre flexibles

Color	Natural estéril	Natural	Azul	Amarillo
Unid. de env.	1	5	5	5
Unid./caja	50	50	50	50
Ref.	**054316**	**054317**	**054319**	**054320**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas de 384 pocillos de polipropileno Nunc



- Microplacas compatibles con sistemas robotizados
- Pocillos cuadrados con fondo redondo para un mejor acceso a la muestra y un lavado óptimo

Aplicaciones

- Diseño y almacenamiento de bancos de ADN para pruebas genéticas y screening
- Síntesis y almacenamiento de compuestos para la química combinatoria

Placas estándar

Volumen total del pocillo: 120 µl. Volumen útil : 10 a 100 µl.

Color	Natural	Blanco	Negro	Azul
Unid. de env.	10	10	10	10
Unid./caja	120	120	120	120
Ref.	**054322**	**054323**	**054324**	**054326**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Placas de bajo volumen

Volumen máximo : 58 µl. Volumen útil : 35 µl.

Color	Natural	Natural estéril	Negro	Blanco
Unid. de env.	10	10	10	10
Unid./caja	100	100	100	100
Ref.	**056271**	**056272**	**056273**	**056274**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**