Placas de almacenamiento de polipropileno 96 pocillos Falcon®

FALCON® A Corning Brand

- De polipropileno de baja retención y resistente a la deformación
- Sellado con alfombrilla o película
- Compatible con sistemas robotizados
- Placas estándar 96 pocillos

Ref.	Volumen/ pocillos	Fondo	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
351190	340 µl	Redondo	25	100	**NC -**
353263	340 µl	Cónico	25	100	**NC -**



Microplacas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos ABgene®

thermo scientific

- De polipropileno virgen sin aditivos
- Ideal para la química combinatoria, el almacenamiento
- Volumen de pocillos: 370 µl
- Según las normas SBS
- Fondo de pocillos: Redondo
- Pocillos ultratransparentes para una excelente visibilidad de la muestra
- Índice alfanumérico

Ref.	Color	Unid./ caja	€/ caja
016060	Natural	100	**NC -**




Placas de almacenamiento de 96 pocillos con fondo en V ABgene®

thermo scientific

- De polipropileno virgen para el almacenamiento de muestras (sin lixiviación)
- Faldón reforzado para la manipulación con robots
- Capacidad 200 µl por pocillo
- Según las normas SBS
- Marcaje alfanumérico y esquinas cortadas
- Se cierra con película termosellable, adhesivo o tiras de tapa
- También disponible con código de barras personalizado

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016313	Placas de almacenamiento de 96 pocillos fondo V	100	**NC -**




Placas Microarray 384 pocillos ABgene®

thermo scientific

- De polipropileno virgen con una excelente resistencia química
- Para el almacenamiento de muestras de bajo volumen
- Cumple con las normas de microplacas SBS
- Perfil bajo y laterales reforzados
- También disponible con códigos de barras personalizados
- Marcaje alfanumérico y esquinas cortadas
- Sellado con película termosellable, o con adhesivo, o con una alfombrilla flexible con septum

Ref.	Vol/pocillos (µl)	Forma pocillos	Color	Unid./ caja	€/ caja
016444	55	Cónico	Natural	50	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB