

Placas de almacenamiento de 384 pocillos ABgene®

thermo scientific





- Polipropileno virgen
- Excelente rigidez
- Perfectamente plana
- 3 volúmenes diferentes para todas las aplicaciones
- Placa de 250 µl altamente transparente para una buena visibilidad de los pocillos durante la deposición de la muestra
- Pocillos de fondo piramidal para una máxima recuperación de la muestra
- Doble brida que individualiza cada pocillo para un sellado óptimo (adhesivo, termosellado)
- Índice alfanumérico

Volumen	120 µl	250 µl
Forma pocillos	Cuadrada	Cuadrada
Unid./caja	50	50
Natural	**016100**	**016572**
€/caja	**NC -**	**NC -**

Microplacas 96 pocillos redondos de polipropileno, fond elevado plano, redondo o V



- Placas fondo plano, redondo o V
- Forma baja con o sin anillo en el pocillo para facilitar el sellado de los adhesivos

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/caja
043459	Placa de 96 pocillos fondo plano elevado 350 µl	100	**NC -**
058086	Placa de 96 pocillos fondo redondo elevado 270 µl con anillo	100	**NC -**
058087	Placa de 96 pocillos fondo V elevado 220 µl con anillo	100	**NC -**

Microplacas de polipropileno de alta transparencia Eppendorf de 96 y 384 pocillos

Para el almacenamiento de muestras o aplicaciones que requieren una alta resistencia a los disolventes, como el DMSO. Las microplacas 384 están disponibles en los grados DNA LoBind y Protein LoBind para aplicaciones de microvolumen.



- Alta transparencia
- Pocillos negros para la detección de fluorescencia
- Pocillos blancos para la detección de luminiscencia y/o bajos niveles de fluorescencia
- Matriz OptiTrack® : marcado alfanumérico combinado con pestañas de color
- Diseño de pocillos RevoverMax® : geometría del pocillos optimizada, sin ángulos agudos. Para una máxima recuperación de la muestra
- g-safe® : resistencia a la centrifugación hasta 6.000 g (5.000 g para placas estériles)
- Temperatura de uso de - 86 °C a 100 °C
- Autoclavable (121°C, 20 min)
- Cumple con las normas ANSI/SBS
- Controlado por lote :
  - PCR clean, libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR
  - estériles

Microplacas PP de 96 pocillos

					Las 240 placas (10 x 24)		Las 240 placas (10 x 24)	
Color pocillos	Color marco	Vol. de trabajo	Vol. total	Fondo	Ref.	€/caja	Ref.	€/caja
PCR Clean								
Claro	Blanco	50-350 µl	400 µl	Plano	**035359**	**NC -**	**035369**	**NC -**
Claro	Blanco	20-320 µl	360 µl	Redondeado	**035360**	**NC -**	**035370**	**NC -**
Claro	Blanco	20-300 µl	350 µl	V	**035361**	**NC -**	**035371**	**NC -**
Blanco	Gris	20-320 µl	360 µl	Redondeado	**035362**	**NC -**	**035372**	**NC -**
Blanco	Gris	20-300 µl	350 µl	V	**035363**	**NC -**	**035373**	**NC -**
Negro	Blanco	20-320 µl	360 µl	Redondeado	**035364**	**NC -**	**035374**	**NC -**
Negro	-	50-350 µl	400 µl	Plano	**933130**	**NC -**	**-**	**-**
Negro	Blanco	20-300 µl	350 µl	V	**035365**	**NC -**	**035375**	**NC -**
Estériles								
Claro	Blanco	50-350 µl	400 µl	Plano	**035366**	**NC -**	**035376**	**NC -**
Claro	Blanco	20-320 µl	360 µl	Redondeado	**035367**	**NC -**	**035377**	**NC -**
Claro	Blanco	20-300 µl	350 µl	V	**035368**	**NC -**	**035378**	**NC -**

Microplacas PP de 384 pocillos

					Las 80 placas (5 x 16		Las 240 placas (10 x 24)	
Color pocillos	Color marco	Vol. de trabajo	Vol. total	Fondo	Ref.	€/caja	Ref.	€/caja
PCR Clean								
Claro	Blanco	10-120 µl	150 µl	Plano	**035379**	**NC -**	**035387**	**NC -**
Claro	Blanco	5-120 µl	140 µl	V	**035380**	**NC -**	**035388**	**NC -**
Blanco	Gris	5-120 µl	140 µl	V	**035381**	**NC -**	**035389**	**NC -**
Negro	Blanco	5-120 µl	140 µl	V	**035382**	**NC -**	**035390**	**NC -**
Estériles								
Claro	Blanco	10-120 µl	150 µl	Plano	**035383**	**NC -**	**035391**	**NC -**
Claro	Blanco	5-120 µl	140 µl	V	**035384**	**NC -**	**-**	**-**
DNA LoBind								
Claro	Blanco	5-120 µl	140 µl	V	**035385**	**NC -**	**035393**	**NC -**
Protein LoBind								
Claro	Blanco	5-120 µl	140 µl	V	**035386**	**NC -**	**035394**	**NC -**