
Placas de almacenamiento 96 pocillos 0,8 ml, 1,2 ml y 2,2 ml ABgene®





- Muy buena planicidad
- Robotizable y centrífugables
- Excelente rigidez
- Envase individual
- Disponibles con códigos de barras personalizados
- Marcado alfanumérico
- Placas de almacenamiento de muestras, polipropileno virgen, sin aditivos (sin lixiviación)
- Para aplicaciones en química combinatoria, HTS, bibliotecas químicas, etc.
- Para el cultivo de bacterias, utilice la placa 2,2 ml de fondo cónico con adhesivo permeable (tipo 016127)
- Buena transparencia para la visibilidad de las muestras
- Puede cerrarse con una tapa rígida, una tapa flexible con 96 picos, una película adhesiva o mediante sellado térmico

DNasa RNasa · ADN humano · Endo-toxinas

Volumen	0,8 ml	1,2 ml	1,2 ml	1,2 ml	2,2 ml	2,2 ml	2,2 ml
Forma pocillos	Redondo	Redondo	Redondo	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Fondo de pocillos	Cónico	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Redondo	Cónico
Unid./caja	50	50	50	50	50	50	50
Placa	AB-0765	AB-0564	AB-0787	AB-1127	AB-0661	AB-0788	AB-0932
Natural	**016061**	**016069***	**016981**	**016532**	**016025***	**017804**	**016086**
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Rojo	**016064**	-	-	-	-	-	-
€/caja	**NC -**	-	-	-	-	-	-

* Envase individual







Alfombrillas flexibles

Tapas de cierre flexibles para placas de almacenamiento de 96 pocillos.

- Pocillos redondos o cuadrados
- Perfectamente flexible
- Índice alfanumérico
- Disponible en versiones perforables (resistentes a los disolventes, incluido el DMSO) o autoclavables (no resistentes al DMSO)
- Fabricadas en sala blanca






Ref.	Alfombrilla para placas	Pocillos	Perforable	Auto-clavable	Unid./ caja	€/ caja
016095	0,8 y 1,2 ml	Redondos	Sí	No	50	**NC -**
016096	0,8 y 1,2 ml	Redondos	No	Sí	50	**NC -**
016098	2,2 ml	Cuadrados	No	Sí	50	**NC -**

Tapas rígidas

Tapas rígidas de polipropileno o poliestireno adecuadas para todas las placas de almacenamiento ABgene.
Las tapas con borde facilitan el apilamiento de placas.



Ref.	Material	Borde	Unid./ caja	€/ caja
016120	Poliestireno	No	50	**NC -**
016123	Polipropileno	Sí	50	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB