Placas de almacenamiento de 96 pocillos 1,2 ml Low Profile ABgene®



Para el cultivo de bacterias.

- Ultra compacto, Altura : 20 mm
- De polipropileno de 96 pocillos 1,2 ml fondo redondo (1 ml de volumen de almacenamiento si se cierra con tapa flexible)
- También disponible con código de barras personalizado
- Low Profile, según las normas SBS
- Capacidad 1,2 ml por pocillo
- Puede cerrarse con película termosellable, tapa flexible o adhesivo poroso

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016532	Placa de almacenamiento de 96 pocillos Low Profile	50	**NC -**


Placas de almacenamiento de 48 pocillos 6 ml ABgene®



- De polipropileno
- 48 pocillos de 6 ml
- Puede utilizarse como depósito para autómatas
- Se cierra con una película adhesiva
- Índice alfanumérico

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016099	Placa 6 ml	50	**NC -**

Microplacas pocillos cuadrados con fondo en V, de gran volumen




Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
058093	Microplaca 10 ml 24 pocillos cuadrados, fondo V	25	**NC -**

Alfombrilla Capmat

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
058049	Alfombrilla Capmat para placa 043516	100	**NC -**

Microplacas y Deepwells 96 pocillos cuadrados con fondo profundo



- Sea cual sea el volumen, la altura de la placa es la misma, lo que facilita su uso con sistemas robotizados
- Altura 45 mm
- Tres volúmenes: 350 µl, 1 ml y 2 ml
- De polipropileno seleccionado como de baja liberación
- Fondo cónico para facilitar la concentración o recuperación de la muestra

Ref.	Volumen	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
043449	350 µl	No	50	**NC -**
043450	1 ml	No	50	**NC -**
043451	2 ml	No	50	**NC -**

Alfombrilla flexible

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
043452	Alfombrilla flexible para placa de pocillos cuadrados	50	**NC -**