Microplacas reforzadas 96 pocillos DeepWell

porvair sciences

- De polipropileno, resistente a la trituración por bolas
- Pocillos reforzados
- Ideal para la extracción de ADN de plantas
- Resistentes a -80 °C
- Vol. total : 2 ml / Vol. de trabajo : 1,90 ml
- Altura de pocillos: 45 mm
- Versión estéril o no estéril



058121



058119

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
058119	Placa de 96 pocillos DeepWell reforzada	50	**NC -**
058120	Placa de 96 pocillos DeepWell reforzada estéril	50	**NC -**
058121	Alfombrilla de tapones para placa 96 pocillos DeepWell, reforzada	50	**NC -**

Placas Deepwells 24 y 96 pocillos para el crecimiento bacteriano

porvair sciences

- De polipropileno
- Con tapa
- Estériles
- Pocillos redondos o cuadrados



Ref.	Número de pocillos	Pocillos	Volumen	Unid./ caja	€/ caja
058119	24	Cuadrado	10 ml	25	**NC -**
058120	96	Redondo	1 ml	25	**NC -**
058121	96	Cuadrado	2 ml	25	**NC -**

Microplacas Deepwell 96 y 384 Eppendorf

eppendorf

- Matriz OptiTrack® : marcado alfanumérico combinado con pestañas de color
- Diseño de pocillos RevoverMax® : geometría del pocillos optimizada, sin ángulos agudos. Para una máxima recuperación de la muestra
- g-safe® : resistencia a la centrifugación hasta 6 000 g (5 000 g para placas estériles)
- Conforme a estándar SBS
- Superficie plana con bordes elevados para un sellado eficaz
- Temperatura de uso: de -86 °C a 100 °C
- Autoclavable (121°C, 20 min)



N° de pocillos	Vol. (µl)	Calidad	Unid./ caja	Azul	Blanco	Amarillo	Verde	€/ caja	Unid./ caja	Blanco	€/ caja
96	2000	PCR clean	20	**034285**	**034281**	**034282**	**034284**	**NC -**	80	**034291**	**NC -**
96	2000	Estéril	20	**034290**	**034286**	**034287**	**034289**	**NC -**	80	**034296**	**NC -**
96	2000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	**933088**	-	-	**NC -**	-	-	-
96	1000	PCR clean	20	**034245**	**034241**	**034242**	**034244**	**NC -**	80	**034261**	**NC -**
96	1000	Estéril	20	**034250**	**034246**	**034247**	**034249**	**NC -**	80	**034266**	**NC -**
96	1000	PCR clean, DNA LoBind	20	**034255**	**034251**	-	-	**NC -**	80	**034271**	**NC -**
96	1000	PCR clean, Protein LoBind	20	-	**034256**	**034257**	-	**NC -**	80	**034276**	**NC -**
96	500	PCR clean	40	**034204**	**034200**	**034201**	**034203**	**NC -**	120	**034220**	**NC -**
96	500	Estéril	40	**034209**	**034205**	**034206**	**034208**	**NC -**	120	**034225**	**NC -**
96	500	PCR clean, DNA LoBind	40	**034214**	**034210**	-	-	**NC -**	120	**034230**	**NC -**
96	500	PCR clean, Protein LoBind	40	-	**034215**	**034216**	-	**NC -**	120	**034236**	**NC -**
384	200	PCR clean	40	-	**034301**	-	-	**NC -**	120	**034321**	**NC -**
384	200	Estéril	40	-	**034306**	-	-	**NC -**	120	**034326**	**NC -**
384	200	PCR clean, DNA LoBind	40	-	**034311**	-	-	**NC -**	120	**034331**	**NC -**
384	200	PCR clean, Protein LoBind	40	-	**034316**	-	-	**NC -**	120	**034336**	**NC -**

Controlado por lote :

+ PCR clean : libre de ADN humano, DNasa, RNasa e inhibidores de PCR, o
+ estériles: disponible en los grados DNA LoBind y Protein LoBind, con muy baja adsorción molecular, estériles

Visiten nuestras WEB

Alfombrillas Sealing mats Eppendorf de TPE



Alfombrilla para placas de pocillos cuadrados (2000 µl)	Alfombrillas para placas de pocillos redondos (500 - 1000 µl)	Unid./ caja	€/ caja
033826B	**035044B**	50	**NC -**

Tapas - De poliestireno transparente, envasadas en 5 bolsas de 16.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
035719	Tapa PCR CLEAN para microplacas o Deepwell	80	**NC -**
035720	Tapa estéril para microplacas o Deepwell	80	**NC -**

+ info en nuestras WEB

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB