
Placas Deepwell Simport

NUEVO



930958



930557



930959

- Conforme SBS/ANSI
- Gran estabilidad química
- Centrifugable hasta 4000 g

DNasa RNasa

Piró-genos

Ref.	N° de pocillos	Volumen	Color	Forma de pocillo	Fondo de pocillo	Dimensiones L x an x al (mm)	Unid. de env.	Unid./ caja	€/caja
930959*	96	600 µl	Natural	Redondo	Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
040867	96	600 µl	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930971	96	1 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 33	10	50	**NC -**
930554	96	1,2 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930555	96	1,2 ml	Azul		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930557	96	1,2 ml	Rosa		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930558	96	1,2 ml	Amarillo		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930978	96	1,2 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930984	96	2 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 44,3	10	50	**NC -**
930958	48	3,5 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 43,6	10	50	**NC -**
040813	384	2,400 ul	Natural	Cuadrado	Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
040806	96	2,1 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930547	96	2,1 ml	Azul		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930548	96	2,1 ml	Verde		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930549	96	2,1 ml	Rosa		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930550	96	2,1 ml	Amarillo		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930957**	96	2,1 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	4	24	**NC -**
930964	24	10 ml	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 44,3	10	50	**NC -**
930965	24	15 ml	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 63,2	2	50	**NC -**
930966	48	4,6 ml	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	24	96	**NC -**
930968	96	1 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 24,2	20	100	**NC -**
930969	96	1,6 ml	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 31,6	10	50	**NC -**
930970	96	1,6 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 31,6	10	50	**NC -**
930972	96	2,2 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 42,5	10	50	**NC -**
930973	96	2,2 ml	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	10	50	**NC -**
930974	96	2,2 ml	Natural		Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	24	96	**NC -**
930975	96	2,3 ml	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,7	10	50	**NC -**
930976	384	240 µl	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 24,2	10	50	**NC -**
930955	384	120 µl	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	6	24	**NC -**
930956	384	120 µl	Rosa		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	6	24	**NC -**
930960	384	200 µl	Natural		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	6	24	**NC -**
930961	384	200 µl	Azul		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	6	24	**NC -**
930962	384	200 µl	Verde		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	6	24	**NC -**
930963	384	200 µl	Rosa		Cónico	127,8 x 85,5 x 41,6	6	24	**NC -**

* Pocillos extraíbles, tiras de 8 pocillos disponibles por separado Ref. 930644.
** Estéril.

Accesorios



930979



930552

Alfombrilla resistente DMSO ; temperatura de uso - 80 °C a + 80 °C.

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
930644	Tira de 8 tubos 600 µl para Deepwell Ref. 930959	600	**NC -**
930551	Alfombrilla de silicona para placa de 96 pocillos redondos	24	**NC -**
930552	Alfombrilla de silicona para placa de 96 pocillos cuadrados	24	**NC -**
930977	Alfombrilla de silicona para placa de 96 pocillos cuadrados	50	**NC -**
930979	Alfombrilla de silicona para placa de 96 pocillos redondos Ref. 930954 y 930971	50	**NC -**
930980	Alfombrilla de silicona para placa de 96 pocillos redondos Ref. 930984	50	**NC -**
930981	Alfombrilla de silicona para placa de 24 pocillos cuadrados Ref. 930964 930965	50	**NC -**
930982	Alfombrilla de silicona para placa de 48 pocillos cuadrados Ref. 930966	50	**NC -**
930983	Alfombrilla de silicona para placa de 384 pocillos cuadrados Ref. 930976	50	**NC -**