Placas Riplate® medio

- El diseño compacto reduce la altura de apilamiento en un 50%
- Bordes con pocillos elevados para un sellado hermético
- Marcado alfanumérico



Ref.	Altura (mm)	Vol. total (ml)	Vol. de trabajo (µl)	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
750289B	27	1,2	50 a 1000	No	32	**NC -**
071414	20,5	0,6	20 a 500	No	40	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
071425	Alfombrilla de tapones	20	**NC -**

Placas Riplate® fondo redondo

- Formato SBS
- Marcado alfanumérico
- Bordes con pocillos elevados para evitar la contaminación cruzada
- Adecuado para su uso en termociclador y en el baño maría



Ref.	Vol. (ml)	Color	Material	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
850276	1	Natural	PS	No	20	**NC -**
850289	1	Natural	PP	No	20	**NC -**
850290B*	1	Natural	PP	No	20	**NC -**
023134*	1	Natural	PP	Sí	10	**NC -**

* Agujeros de ventilación y elevación de los bordes de los pocillos

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
944310	Alfombrilla de tapones para deepweel 1 ml	20	**NC -**
071419	Alfombrilla de tapones para deepweel 1 ml	10	**NC -**
850277	Alfombrilla de tapones para deepweel 1 ml, envasada por 25	100	**NC -**
606902	Alfombrilla de tapones para deepweel 2 ml, envasada por 25	100	**NC -**

Placas Riplate® fondo cuadrado

- De polipropileno
- Formato SBS
- Marcado alfanumérico
- Pocillos cuadrados para un volumen máximo



Ref.	Número de pocillos	Volumen total (ml)	Volumen de trabajo	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
850301	96	2,5	50 µl a 2,4 ml	No	20	**NC -**
850501	48	5	50 µl a 4,9 ml	No	20	**NC -**

Alfombrilla de tapones

Ref.	Descripción	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
071465	Para placa de 96 pocillos 2 ml	No	20	**NC -**
071421	Para placa de 48 pocillos 5 ml	No	20	**NC -**
850557	Para placa de 48 pocillos 5 ml	No	100	**NC -**
071423	Para placa 24 pocillos 10 ml	No	20	**NC -**
850677	Para placa de 24 pocillos 10 ml	No	100	**NC -**
071420	Para placa de 96 pocillos 2 ml	Sí	10	**NC -**
071422	Para placa de 48 pocillos 5 ml	Sí	10	**NC -**
071424	Para placa de 24 pocillos 10 ml	Sí	10	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB