Placas Deepwell pocillos cuadrados de polipropileno

- Formato SBS, compatible con autómata
- Marcado alfanumérico
- Para el almacenamiento de muestras a -86°C, desnaturalización del ADN a 100°C
- Centrifugable hasta 6000 g
- Bordes de pocillos elevados para un mejor sellado
- Placas negras para muestras sensibles a la luz
- Placas de color para la identificación
- Producido en sala blanca con certificación de clase 8
- Autoclavables



Ref.	Número de pocillos	Volumen	Color	Forma de pocillos	Fondo de pocillos	Dimensiones L x an x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
135728	24	10 ml	Natural	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135727	48	4,6 ml	Natural	Cuadrada	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,2	50	NC -
135717B	96	1 ml	Natural	Cuadrada	Redondo	127,8 x 85,5 x 24,4	100	NC -
135718	96	1,6 ml	Natural	Cuadrada	Redondo	127,8 x 85,5 x 31,6	50	NC -
135719	96	1,6 ml	Natural	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 31,6	50	NC -
135720	96	2 ml	Natural	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135721	96	2 ml	Negro	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135722	96	2 ml	Azul	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135723	96	2 ml	Amarillo	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135724	96	2 ml	Rojo	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135725	96	2,2 ml	Natural	Cuadrada	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,6	50	NC -
135765	96	2,2 ml	Natural	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 41,7	50	NC -
135729	384	240 µl	Natural	Cuadrada	Cónico	127,8 x 85,5 x 24,9	50	NC -
135763	96	2,2 ml	Natural	Cuadrada	Redondo	127,8 x 85,5 x 44,2	50	NC -
135764	384	300 µl	Natural	Cuadrada	Cónico	128,15 x 85,5 x 30,2	50	NC -

Placas Deepwell pocillos redondos de polipropileno

- Formato SBS, compatible con autómata
- Marcado alfanumérico
- Para el almacenamiento de muestras a -86°C, desnaturalización del ADN a 100°C
- Centrífuga a 6000 g
- Bordes de pocillos elevados para un mejor sellado
- Placas negras para muestras sensibles a la luz
- Placas de color para la identificación
- Producido en sala blanca con certificación de clase 8
- Autoclavables

DNasa RNasa

Pirógenos




Ref.	Número de pocillos	Volumen (ml)	Color	Forma de pocillos	Fondo de pocillos	Dimensiones L x an x al (mm)	Unid./ caja	€/ caja
135702	96	1	Natural	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 33	50	NC -
135703	96	1	Natural	Redondo	Cónico	127,8 x 85,5 x 33	50	NC -
135704	96	1	Natural	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -
135705	96	1	Negro	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -
135706	96	1	Azul	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -
135707	96	1	Amarillo	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -
135708	96	1	Rojo	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -
135709*	96	1	Natural	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,5	50	NC -
135710*	96	1	Negro	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,5	50	NC -
135711*	96	1	Azul	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,5	50	NC -
135712*	96	1	Amarillo	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,5	50	NC -
135713*	96	1	Rojo	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 41,5	50	NC -
135760*	96	1,1	Natural	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -
135761	96	1,2	Natural	Redondo	Redondo	127,8 x 85,5 x 42	50	NC -

* Sin bordes elevados.

Alfombrilla para placa





- En silicona o EVA
- Se utiliza para el almacenamiento de disolventes agresivos

Ref.	Material	Compatibilidad	Perforable	Unid./ caja	€/ caja
135752	Silicona	Placa 96 pocillos cuadrados 1 ml, 1,6 ml, 2 ml, 2,2 ml y 2,3 ml	No	50	NC -
135753	Silicona	Placa 96 pocillos cuadrados 1 ml, 1,6 ml, 2 ml, 2,2 ml y 2,3 ml	Sí	50	NC -
135754	Silicona	Placa 96 pocillos redondos 0,36 ml, 0,4 ml, 1 ml, 2 ml	Sí	50	NC -
135755	Silicona	Placa 96 pocillos redondos 2 ml	Sí	50	NC -
135756	Silicona	Microplaca PCR 96 pocillos redondos	No	50	NC -
135757	Silicona	Placa 384 pocillos cuadrados	No	50	NC -
135758	EVA	Placa 96 pocillos cuadrados	No	50	NC -
135759	Silicona	Placa 48 pocillos cuadrados	No	50	NC -