
Placas Deepwell 96 y 384 pocillos

- Ideal para el almacenamiento a largo plazo
- HTS, Compatibles con la mayoría de los robots
- Formato SBS, ANSI/SLAS 1/2004
- Bordes de pocillo ligeramente elevados para facilitar el sellado con películas y alfombrillas
- Ultraclaro para una buena visualización de la muestra
- De polipropileno virgen para una buena recuperación de la muestra, resistencia química y almacenamiento a largo plazo
- Versión estéril libre de pirógenos
- Marcado alfanumérico a-H y 1-12
- Autoclavable, apilable





Alfombril..

Ref.	Para placa con pocillos	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
840880	Redondo	No	50	**NC -**
840893	Redondo	Sí	50	**NC -**
840894	Cuadrada	No	50	**NC -**
840895	Cuadrada	Sí	50	**NC -**

Ref.	N° de pocillos	Volumen	Pocillos	Fondo	Estéril	Unid./caja	€/ caja
840879	96	1,1 ml	Redondo	Redondo	No	50	**NC -**
840885	96	1,1 ml	Redondo	Redondo	Sí	50	**NC -**
840886	96	2 ml	Redondo	Redondo	No	50	**NC -**
840887	96	2 ml	Redondo	Redondo	Sí	50	**NC -**
840888	96	1,1 ml	Cuadrada	V	No	50	**NC -**
840889	96	2 ml	Cuadrada	V	No	50	**NC -**
840890	96	2 ml	Cuadrada	V	Sí	50	**NC -**
840891	384	240 µl	Cuadrada	V	No	50	**NC -**
840892	384	240 µl	Cuadrada	V	Sí	50	**NC -**

Placas 96, 48 y 24 pocillos y tapas Deepwells

- De polipropileno estéril o no estéril
- Pocillos cuadrados, fondo plano, índice alfanumérico




Número de pocillos	Volumen (ml)	Unid. de env.	Unid./ caja	Estéril Ref.	Estéril €/ caja	No estéril Ref.	No estéril €/ caja
96	2	5	20	**064247**	**NC -**	**064248**	**NC -**
48	5	5	20	**064250**	**NC -**	**064251**	**NC -**
24	10	5	20	**064252**	**NC -**	**064253**	**NC -**

Tapa - De polipropileno, no estéril

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
064249	Tapa para Deepwell 96 pocillos	105	**NC -**

Placas de almacenamiento Deepwell


- De polipropileno
- No estériles
- Autoclavables



Ref.	Volumen (ml)	Forma pocillos	Unid./ bolsa	€/ bolsa
010213	1,6	Cuadrada	24	**NC -**
010214	2,2	Cuadrada	24	**NC -**

Placas Deepwell 24 pocillos 25 ml

- Volumen pocillos : 25 ml / volumen total : 600 ml
- De polipropileno
- Altura de la placa: 88 mm
- Código de barras opcional



Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
750250B	Placa Deepwell 24 pocillos 25 ml	25	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB