
# Películas para cultivos celulares y microbianos

## Películas porosos AeraSeal™ ClearLine®



- Película adhesiva hidrofóbica porosa con un espesor total de 140 µm
- Promueve un intercambio de gases uniforme en todos los pocillos
- No citotóxica
- Alta permeabilidad a los gases
- Se perfora con facilidad con una punta de pipeta para la recuperación de muestras
- Utilización de -20 °C a +80 °C

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **760214** | Película adhesiva AeraSeal™ | 100 | **NC -** |
| **760215** | Película adhesiva AeraSeal™ estéril | 50 | **NC -** |
| **765247** | Rollo de película AeraSeal™ no estéril, 81 mm x 100 m | 1 | **NC -** |
| **765259** | Rollo de película AeraSeal™ estéril, rollo de 50 hojas | 2 | **NC -** |

## Películas Air-O-Seal 4titude



- Películas adhesivas hidrófobas permeables a los gases, optimizadas para cultivos celulares o bacterianos (disponible estéril)
- Perforables, despegables
- Rango de temperatura: -20 °C a 40 °C
- Tasa de transferencia de humedad : 4200 g/m2/día
- Porosidad : 10 seg/100 cc/in2
- Dimensiones: 135 x 78 mm

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **044876** | Película adhesiva Air-O-Seal | 100 | **NC -** |
| **044877** | Película adhesiva Air-O-Seal estéril | 100 | **NC -** |

## Películas adhesivas despegables permeables al gas 4titude



- Estériles, para cultivos de células eucariotas o bacterianas
- Perforables, despegables
- Rango de temperatura: -20 °C a 80 °C
- 3 tamaños de películas: 42, 96 ó 384 pocillos / Dimensiones : 135 x 80 mm
- Favorece el intercambio de gases al limitar la evaporación
- Aplicador disponible : Ref. 044816, consultar

| Ref. | Descripción | Unid./caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **044850** | Película adhesiva para placas 96 pocillos | 50 | **NC -** |
| **044849** | Película adhesiva para placas 384 pocillos | 50 | **NC -** |
| **448047** | Película adhesiva para placa 42 pocillos | 50 | **NC -** |

## Películas porosas BreathSeal para el cultivo Greiner Bio-One



Película porosa permeable a los gases para placas de cultivo celular.

| Ref. | Descripción | Unid./ bolsa | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|---|
| **676050** | Película porosa BreathSeal | 50 | 50 | **NC -** |
| **676051** | Película porosa BreathSeal estéril | 50 | 50 | **NC -** |

## Películas adhesivas Breathe Easy y Breathe Easier




- Películas que permiten el intercambio de oxígeno, de CO2 y del vapor de agua
- No citotóxico, estéril, facilita el cultivo de células
- Con dos lengüetas de posicionamiento extraíbles

### Características de Breathe - Easy

- L x an (cm) : 5,24 x 8,25
- Transparente a los rayos UV hasta 300 nm

### Características de Breathe - Easier

- Resistente a los agentes cáusticos y a los disolventes de -20 °C a +80 °C
- L x an (cm) : 15,24 x 8,89
- Se puede perforar fácilmente con una punta de pipeta

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| **053472** | Película adhesiva Breathe - Easy | 100 | **NC -** |
| **053473** | Película adhesiva Breathe - Easier | 100 | **NC -** |