Películas adhesivas estériles Nunc

Películas adhesivas adecuadas para todas las microplacas.
Películas de rayón permeables a los gases, para el cultivo celular y microbiológico.

Ref.	Material	Perforable	Libre de RNasa	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
055049	Poliéster	No	No	Sí	800	**NC -**
056261	Rayón	Sí	No	Sí	50	**NC -**
056262	Rayón	No	Sí	No	50	**NC -**
056487	Poliéster	No	Sí	No	1000	**NC -**




Película adhesiva permeable al gas

Una película que permite la ventilación de cultivos al tiempo que proporciona una barrera contra la contaminación bacteriana. La película permeable puede estar cubierta por otra película estanca o una tapa.

- Temperatura de uso: -20 °C a +80 °C
- Dimensiones: 151 x 84 mm

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016127	Película adhesiva permeable a los gases	50	**NC -**




Películas almacenamiento a corto plazo, incubación y ELISA


Películas SealPlate® ClearLine®

- Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo, incubación, ELISA.
- De poliéster de 50,8 µm
- Temperatura de uso: -40 °C a 120 °C
- Para placas sin cuello
- Dimensiones sin pestaña: 125 x 79,4 mm
- Película individual con dos lengüetas de colocación desmontables, película en rollo con una lengüeta de colocación desmontable
- Transparentes
- Minimizan la evaporación
- Disponible con marca de color

Ref.	Color	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
760200	Natural	No	100	**NC -**
760201	Natural	Sí	100	**NC -**
760222	Verde	No	100	**NC -**
760223	Lavanda	No	100	**NC -**
760224	Naranja	No	100	**NC -**
760225	Rojo	No	100	**NC -**
760226	Azul	No	100	**NC -**
760227	Surtido	No	5 x 10	**NC -**
765272	Natural	No	500*	**NC -**

* Película en rollo





Películas 1 x 8 MiniStrips™ ClearLine®

- Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo, incubación, ELISA.
- De Polipropileno de 50,8 µm
- Temperatura de uso: -40 °C a +120 °C
- Para tiras de 8 tubos y placas
- Dimensiones sin pestaña: 82,6 x 9,5 mm
- Con dos lengüetas desmontables (excepto el rollo de película)
- Transparentes

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
765273	Película 1 x 8 MiniStrips® ClearLine®	400	**NC -**
765274	Película 1 x 8 MiniStrips® ClearLine® estéril	400	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB