
## Películas 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine®



- Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo, incubación, ELISA.
- De poliéster de 50,8 µm
- Temperatura de uso: -40 °C a 120 °C
- Para 2 tiras de 8 tubos y placas
- Dimensiones sin lengüeta (mm): 82,6 x 19,1
- Con dos lengüetas desmontables
- Transparentes

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 760202 | Película 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine® | 200 | NC - |
| 760203 | Película 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine® estéril | 200 | NC - |


## Películas ThermalSeal® 2 x 8 MiniStrips™ ClearLine®




- Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo
- De Polipropileno de 50,8 µm
- Temperatura de funcionamiento : -40 °C a 120 °C
- Para 2 tiras de 8 tubos y placas
- Dimensiones sin pestaña: 76,2 x 19,1 mm
- Con dos lengüetas desmontables
- Transparentes

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 760248 | Películas ThermalSeal® 2 x 8 MiniStripsTM ClearLine® | 200 | NC - |

## Películas ThinSeal™ ClearLine®



- Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo, incubación, ELISA.
- De poliéster de 25,4 µm
- Temperatura de uso: -40 °C a 120 °C
- Para placas sin cuello
- Dimensiones sin lengüeta (mm): 121,2 x 79,4
- Con dos lengüetas desmontables
- Transparentes
- Películas finas fácilmente perforables con una punta de pipeta

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 760204 | Película ThinSeal™ ClearLine® | 100 | NC - |
| 760205 | Película ThinSeal™ ClearLine® estéril | 100 | NC - |

## Película Microplate Seal 4titude




- Aplicaciones: almacenamiento a corto plazo.
- De poliéster
- Temperatura de uso: -20 °C a 80 °C
- Universal
- Dimensión (mm): 130 x 80
- Con dos lengüetas
- Transparente

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 016510F | Película Microplate Seal | 100 | NC - |

## Película universal para microplacas



- Película adhesiva universal para todas las marcas de microplacas
- No tóxica
- Precortada en hoja de formato microplaca o rollo

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 020100 | Película adhesiva pre-cortada | 100 | NC - |
| 064031 | Película adhesiva precortada estéril env. unitario | 50 | NC - |

## Película plástica adhesiva



Película adhesiva para el almacenamiento a corto plazo o el transporte.

- Extraíble a mano
- Perforable
- Temperatura de uso: -40 °C a +80 °C

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 016126 | Película adhesiva almacenamiento | 100 | NC - |

## Película Dynex M30

Película universal de alta calidad para todas las microplacas.

| Ref. | Descripción | Unid./ caja | €/ caja |
|---|---|---|---|
| 047235 | Película Dynex M30 | 100 | NC - |