
Película adhesiva para la congelación Alumaseal CS™ ClearLine®

- Aplicaciones: conservación en frío de microplacas.
- Dimensiones: 82,6 x 132,6 mm
- Longitud sin pestañas : 123,04 mm
- Resiste hasta -80 °C

Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
760243	Película AlumaSeal™ CS	100	100	**NC -**
760244	Película AlumaSeal™ CS estéril	25	50	**NC -**




Película FoilSeal® ClearLine®

Aplicaciones: PCR.

- De aluminio de 50,8 µm
- Temperatura de uso: -20 °C a 120 °C
- Universal
- Dimensiones sin pestaña: 118,1 x 78,3 mm
- Con una pestaña desmontable
- Perforable
- Opaco

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
765268	Película Ezcap 1 x 8 PCR FoilSeal® ClearLine®	100	**NC -**




Película Ezcap 1 x 8 PCR FoilSeal® ClearLine®

Aplicaciones: PCR.

- De aluminio de 50,8 µm
- Temperatura de uso: -20 °C a 120 °C
- Para tiras de 8 tubos y placas
- Dimensiones sin pestaña: 81,2 x 10,1 mm
- Con dos lengüetas desmontables
- Perforable
- Opaco

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
765268	Película Ezcap 1 x 8 PCR FoilSeal® ClearLine®	100	**NC -**



Película eXTRreme™ FoilSeal™ para PCR ClearLine®

- Aplicaciones: PCR, almacenamiento a largo plazo, experimentos sensibles a la luz y aplicaciones robóticas.
- Película impermeable universal de aluminio
- Espesor 48 µm
- Dimensiones: 78,3 x 129 mm
- Longitud sin pestañas : 118,1 mm
- Excelente resistencia química (DMSO incluído)
- Temperatura : -80 °C a +120 °C
- Perforable con puntas de pipeta y puntas robóticas
- Se quita sin dejar residuos
- Película individual con una pestaña de colocación desmontable, película en rollo con dos lengüetas desmontables (ancho 10 mm)

Ref.	Descripción	Dim. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
765266	Película eXTRremeTM FoilSealTM para PCR	78,3 x 129	100	**NC -**
765270	Rollo de película eXTRemeTM FoilSealTM para PCR	78,3 x 139	500	**NC -**

DNasa RNasa

+ info en nuestras WEB



765270



765266

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB