Sellador automático sin compresor A4S



Automático, compatible con una amplia gama de placas de PCR de 96, 384 o de almacenamiento, incluyendo las placas 1536 pocillos (formato SBS).

- Compacto, sin compresor
- Interfaz táctil intuitiva con pantalla en color
- Posibilidad de guardar los protocolos utilizados
- Adaptadores para placas incluidos
- Funciona con rollos de 78 mm de ancho
- 2 posiciones para los rodillos en función del tamaño y el espacio disponible
- Importante: no sella les placas con rebordes superiores, tipo 4Ti-0730/C, AB-1100 ó placas ABI estándar (placas Fast PCR compatibles)

Peso (kg)	28,54
Dimens. (an x L x al) (mm)	640 x 380 x 400
Voltaje	110 - 230 V
Potencia	750 W
Temperatura de sellado	120 - 200 °C
Tiempo de sellado	0 - 10 s
Ref.	**448021**
€	**NC -**





















