Termoselladora manual ALPS 30 ABgene®



- Compacta (dimensiones : 220 x 250 x 230 mm)
- Ligera (aprox. 4 kg)
- Calentamiento rápido : LED que indica la temperatura de sellado
- Ergonómico
- Incluye: adaptador para placas Deepwell, adaptador para placas PCR de 96 pocillos y adaptador para microplacas estándar

Ref.	Descripción	€
017230	Termoselladora ALPS30	**NC -**



Termoselladora semi-automática ALPS 50V



- Termoselladora para películas formato microplaca
- Para una utilización de bajo o medio flujo
- Tamaño compacto
- Alarma sonora al final del proceso de sellado
- Ajuste de la temperatura y la hora a través del teclado táctil

Rango de T° de sellado	125 °C a 200 °C
T° de funcionamiento	18 °C a 30 °C
Rango de humedad	20 a 80 %
Dimensiones L x p x Al (mm)	220 x 321 x 425
Peso (kg)	7,2
Ref.	**446879**
€	**NC -**

Termoselladora automática para placas ALPS 5000



- Sellado rápido
- Parametrizable para la optimización del proceso
- Compatible con aplicaciones automatizadas de alto rendimiento
- El accionamiento eléctrico reduce el riesgo de contaminación y el nivel de ruido en comparación con el accionamiento neumático
- Sellado de placas de 8 a 46 mm de altura sin necesidad de adaptadores

Ref.	Descripción	€
262998	Selladora de placas automática ALPS 5000	**NC -**

Visiten nuestras WEB