Criotubos con código de barras 2D ClearLine®


La calidad ClearLine®

- De polipropileno virgen; grado médico
- Utilización hasta - 196 °C
- Libres de ATP
- USP Clase VI (no citotóxicos y no hemolíticos)
- Esterilizados por rayos Beta, SAL 10^{-6}

- Graduado con superficie de inscripción



- Autoclavables en vapor a 121 °C durante 20 min.



- Código de barras 2D Datamatrix en el fondo del tubo, que coincide con el código de barras impreso



- Código de barras preimpreso en cada tubo (Código 128)
- Legible en ambas direcciones, por todas las marcas de lectores



- Adecuado para su uso con la taponadora/destaponadora
- Nuevo tapón de rosca bi-inyectado (polietileno y silicona)
- Se puede enroscar y desenroscar con una sola mano

- Pie de tubo bloqueable en los CryoGen® Box 2D y en las gradillas de policarbonato

Nuestra Selección

DNasa RNasa · ADN humano · Piró-genos · Inhibidor de PCR · Endo-toxinas · CE IVD



	Rosca externa		Rosca interna	
Volumen (ml)	2	5	2	5
al x ø (mm)	45,6 x 12,6	87,6 x 12,6	48,2 x 12,6	90,3 x 12,6
Ref.	390713	390714	390715	390716
€ 50 unid.	NC -	NC -	NC -	NC -

Astucia: Encuntre los criotubos con código de barras 1D en el capítulo criogenia

Cajas de congelación con código de barras CryoGen® Box

Cajas de policarbonato para el almacenamiento de criotubos ClearLine®

- Caja, rejilla y tapa de policarbonato
- Tapa transparente, con marcado digital de cada ranura
- Disponible para todos los volúmenes de criotubos ClearLine®, en formato:
  - 25 y 81 plazas : rejilla de color, fondo blanco
  - 100 plazas : fondo blanco con dientes
- Puede utilizarse desde -196°C hasta 121°C, autoclavable durante 20 minutos
- No almacenar en la fase líquida del nitrógeno líquido
- Código de barras grabado por láser



Fondo de Cryogen Box 2D : código de barras 2D y aperturas*



Cryogen® Box 2D : Código de barras estándar + Código 2D Datamatrix

- Código de barras estándar (código 128)
- Código 2D Datamatrix correspondiente en la parte inferior de la caja
- Aperturas (ver foto adjunta)* en el fondo la caja
- Bloqueo de los tubos (con faldón) en el fondo la caja
- Diseñado para su uso con Scanners 2D

Cryogen® Box 1D : Código de barras estándar

- Código de barras estándar (código 128) en el borde
- Fondo con dientes, sin rejilla, en cajas de 100 plazas
- Se recomienda con un Kit 4Banking®
- (Con criotubos con código de barras estándar)

Para	25 criotubos de 1-2 ml	81 criotubos de 1-2 ml	81 criotubos de 3-4-5 ml	100 criotubos 2D de 2 ml	100 criotubos 2D de 5 ml
Dimensiones (mm)	76 x 76 x 52	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94	132 x 132 x 52	132 x 132 x 94
Fondo blanco / rejilla azul	-	390717	390721*	-	-
Fondo blanco / rejilla amarilla	-	390718	390722*	-	-
Fondo blanco / rejilla roja	-	390719	390723*	-	-
Fondo blanco / rejilla verde	-	390720	390724*	-	-
Fondo blanco con dientes	-	-	-	390820**	390821**
€	-	NC -	NC -	NC -	NC -
Fondo blanco / rejilla azul	390804	390808	390812*	-	-
Fondo blanco / rejilla amarilla	390805	390809	390813*	-	-
Fondo blanco / rejilla roja	390806	390810	390814*	-	-
Fondo blanco / rejilla verde	390807	390811	390815*	-	-
Fondo blanco con dientes	-	-	-	390816**	-
€	NC -	NC -	NC -	NC -	-

* La CryoGen® Box para 81 tubos 3 a 5 ml es incompatible con los criotubos 4 ml con tapón de rosca interna.
** Con tapón de rosca interna solamente.

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB