Criotubos con código de barras Corning®

CORNING



- Código de barras 1D/ 2D
- Tapones compatibles con la taponadora/destapadora
- Base bloqueable: impide la rotación del tubo en el rack (431724 y 431725)
- Volumen 2 ml
- Tubos y tapones autoclavables

Ref.	Código de barras	Rosca	Unid./ bolsa	Unid./caja	€/ caja
431721	1D/2D	Interna	50	500	**NC -**
431722	1D/2D	Externa	50	500	**NC -**
431723	1D	Interna	50	500	**NC -**
431726	1D	Externa	50	500	**NC -**

Criotubos tricódigo Eppendorf

eppendorf



- Identificación rápida y segura de las muestras
- 3 códigos de barras :
  - Código de barras legible a simple vista
  - Código de barras 1D
  - Código de barras 2D Datamatrix
- Tubos de polipropileno virgen de alta calidad, fabricados en una sala blanca de clase VIII para lograr la máxima pureza de las muestras
- Tubos en rack con fondo twist lock para abrir y cerrar los tubos con una sola mano
- Rack con sistema de bloqueo para un cierre seguro
- Temperatura de uso: -196 °C (fase gaseosa del nitrógeno líquido) a +121 °C



Ref.	Volumen (ml)	Estéril	Unid./ caja	€/ caja
934465	0,5	No	10 cajas de 96	**NC -**
934470	0,5	Sí	10 cajas de 96	**NC -**
934466	1	No	10 cajas de 96	**NC -**
934471	1	Sí	10 cajas de 96	**NC -**
934467	1,5	No	10 cajas de 48	**NC -**
934472	1,5	Sí	10 cajas de 48	**NC -**
934468	2	No	10 cajas de 48	**NC -**
934473	2	Sí	10 cajas de 48	**NC -**
934469	4	No	10 cajas de 48	**NC -**
934474	4	Sí	10 cajas de 48	**NC -**

Tubos SafeCode™ Eppendorf

eppendorf



- Fabricados en polipropileno (PP) virgen de alta calidad, sin biocidas, plastificantes ni látex
- Producidos en moldes optimizados y finamente pulidos sin agentes desmoldeantes como oleamida, erucamida o estearamida
- Diseñado y fabricado según un sistema de gestión de la calidad certificado ISO 13485 e ISO 9001
- Identificación fácil y rápida gracias al código de barras legible al ojo humano y al código de barras Datamatrix 2D
- Código Datamatrix 2D claramente visible, se puede leer incluso cuando está dañado en un 30%
- Gestione sus muestras con código de barras con un software de gestión de muestras como eLabInventory

Ref.	Volumen (ml)	Unid./ caja	€/ caja
934690	5	2 bolsas de 100 tubos	**NC -**
934688	15	10 bolsas de 50 tubos	**NC -**
934689	50	20 bolsas de 25 tubos	**NC -**