
Tubos de almacenamiento CryoBank™ y Bank-It™ Nunc

Para el almacenamiento automático de muestras. Volumen 0,5 ml ó 1 ml

- CryoBank™ para células y proteínas
- Bank-It™ para el ADN
- Almacenamiento optimizado: formato microplaca, almacenamiento en una criocaja
- 96 microtubos de formato 8 por 12 en microplaca, o sueltos en bolsa
- Los tubos se acoplan al rack: fácil de abrir y cerrar
- Superficie Low Binding, para una mejor recuperación de las muestras de concentración baja
- Tapón de doble clic 100 % hermético
- Código de barras de tipo 2D, 14 x 14

	Código de barras 2D	Tubo CryoBank 0,5 ml	Tubo CryoBank 1 ml	Tubo Bank-It 0,5 ml	Tubo Bank-It 1 ml
Tubos en rack	No	056282	-	-	-
€ 2 x 96 unid.		198,20 -	-	-	-
Tubos en rack	Sí	056289	056293	056291	056295
€ 10 x 96 unid.		NC -	NC -	NC -	NC -
Tubos sueltos	No	056297	056298	-	-
€ 10 x 96 unid.		NC -	NC -	-	-



Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
056364	Estante de congelación (al=74 cm) para 19 cajas de tubos de 0,5 ml + 13 cajas de tubos de 1 ml	1	NC -
056365	Tapones solos para criotubos Bank-It	960	NC -
056540	Tapones verdes para criotubos Bank-It	960	NC -
056541	Tapones rojos para criotubos Bank-It	960	NC -
056542	Tapones azules para criotubos Bank-It	960	NC -
056300	Destornillador manual	1	NC -

Criotubos Cryobank 2 y 5 ml Nunc

- Tubos con tapón de rosca de 2 ó 5 ml en gradilla estéril de 48 tubos o sueltos, con o sin código 2D
- Formato de la gradilla con los estándares SBS
- Tubos autoestables, autobloqueo en la gradilla
- Mismas dimensiones que los criotubos clásicos
- Translúcidos

Vol. tot. µl/pocillo	2 ml	5 ml	2 ml	5 ml
Código 2D	Con	Con	Sin	Sin
En rack	056733	056732B	056735	056734
Unid./caja	48 x 10	48 x 10	48 x 10	48 x 10
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -
Sueltos	056775	056779	056777	056778
Unid./caja	960	528	960	528
€/caja	NC -	NC -	NC -	NC -
En rack bloqueable	056797	056796	-	-
Unid./caja	48 x 10	48 x 10	-	-
€/caja	NC -	NC -	-	-



Ref.	Descripción	€ 10 unid.
056792	Gradilla para tubos 2 ml Cryobank	NC -
056793	Gradilla para tubos 5 ml Cryobank	NC -

"Press out tool" Nunc



Herramienta de recuperación de criotubos Bank-It y CrioBank. Permite seleccionar los tubos a retirar de una gradilla completa.

Uso:

+ colocar los recipientes metálicos en los lugares seleccionados en la herramienta;
+ insertar la gradilla con los tubos sobre la herramienta (la orientación secontrola al lado recortado de la gradilla);
+ apoyar sobre la gradilla las dos palancas , los tubos seleccionados se extraen de la gradilla. Poner la gradilla al frío. La operación solamente dura unos segundos y las muestras no tienen tiempo para descongelarse.

Ref.	Descripción	€
056330	"Press out tool" Nunc	NC -

Tubos 2D de transferencia 1,8 ml, 2 ml y 5 ml

- Tubo de polipropileno, rack de policarbonato
- USP Clase VI
- Tapón con rosca externa de polipropileno con junta de elastómero termoplástico
- Versión baja, altura total del tubo de 49,79 mm
- Resiste a temperaturas de -180 °C a 121 °C
- Estériles, autoclavables
- Graduados, zona blanca de marcado



Tubo de transferencia 1,8 ml

	Tubos 5 ml				Tubos 2 ml con rosca interna		Tubos 1,8 ml	
Tipo/ Marcado	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Unid./ caja	Ref.	€/ caja	Ref.	€/ caja
Latch rack/2D	056851	24 x 10	NC -	48 x 10	056872	NC -	056843	NC -
Latch rack	056852	24 x 10	NC -	48 x 10	056873	NC -	446861	NC -
Sueltos/2D	056853	240	NC -	480	056874	NC -	056844	NC -
Sueltos	056854	240	NC -	480	056875	NC -	-	-
Rack vacío	056855	10	NC -	10	056871	NC -	262181	NC -
Latch rack vacío con cód. de barras	-	-	-	10	-	-	056906	NC -
Latch rack con código de barras	-	-	-	48 x 10	056872B	NC -	056843B	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB