Criotubos 2 ml con código 2D SmartScan™ ABgene®



Ref.	Descripción	Unid./ bolsa	Unid./ caja	€/ caja
016972	Criotubo 2 ml con código 2D Cypher	500	500	NC -
016996	Rack de 48 criotubos de 2 ml con código 2D SmartScan™	10 racks		NC -

- Con código 2D SmartScan™ DataMatrix™ encapsulado combinado con un código de 8 dígitos legible a simple vista
- Polipropileno virgen
- Para el almacenamiento y la identificación única de la muestra
- Tapón de rosca Twist Lock
- Superficie de marcado
- Compatible con todos los lectores ABgene
- Resistente al DMSO u otros disolventes
- Tapón con anillo de sellado 100% estanco
- Disponible en rack 48 pocillos para optimizar el almacenamiento de los tubos en el congelador
- Rack bloqueable con tapa transparente con marcado alfanumérico
- Garantizado hasta -180°C en vapor de nitrógeno líquido
- Volumen máximo : 2 ml / volumen útil : 1,8 ml

Tubos de transferencia 2D SmartScan™ ABgene®


0,65 ml Rack


1,2 ml Rack


- Tubos en gradilla con código 2D DataMatrix en el fondo exterior del tubo (código 2D SmartScan™) ; un código de 10 dígitos también legible a simple vista
- Para la identificación única de cada muestra (3,6 x 1015 combinaciones posibles)
- Trazabilidad total
- El código 2D SmartScan™ está encapsulado en una ventana de polipropileno (patente) para una protección total contra daños, disolventes (por ejemplo: DMSO)
- Volumen 0,3 ml, 0,65 ml ó 1,2 ml (todos de fondo cónico)
- El código 2D SmartScan™ puede ser leído por varios lectores (ver página 545)
- Gradilla vacía disponible bajo pedido

Aplicaciones

- Para crear su banco de muestras de forma segura, incluso a bajas temperaturas
- 0,3 ml: almacenamiento de ADN/ARN/tejido
- 0,5 ml: almacenamiento de ADN/ARN
- 1 ml: almacenamiento de muestras biológicas, biblioteca química
- 2 ml: almacenamiento de muestras biológicas

Ref.	Volumen	Presentación	Tapón	Unid./ caja	€/ caja
016569	0,65 ml	Sueltos	No	960	NC -
016566	1,2 ml	Gradilla robótica	No	10 x 96	NC -
016646	1,2 ml	Gradilla no apilable marcado alfanum.	No	10 x 96	NC -
016638	1 ml	Gradilla	TL* Blanco	10 x 96	NC -

Tapones para tubos de transferencia ABgene™




AB-1179
016560


016544


017225

Alfombrilla de 96 tapones SmartCap

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
017225	Alfombrilla de 96 tapones SmartCap	10 x 96	NC -

Tira de 8 tapones - para el almacenamiento a corto plazo

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016129	Tira de 8 tapones	120 x 8	NC -

Tapones individuales - para el almacenamiento a corto plazo

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016560	Tapones individuales	960	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
016544	Bandeja de 96 tapones con septum	10	NC -