Tubos 2D con tapón de rosca







- De polipropileno
- USP Clase VI
- Tapón de silicona
- Estéril
- Rosca interna
- Resiste a temperaturas de -80 °C a 120 °C
- Tubos de 200 µl, 500 µl, 1 o 12 ml

DNasa RNasa · ADN humano · Endo-toxinas · Cito-toxinas

Racks "Latch rack"

- Compatibles con los autómatas
- Formato SBS
- Fondo abierto para ventilación y refrigeración: para un calentamiento más rápido
- Tapa de seguridad utilizable en robótica ; para el envío, la tapa queda bien cerrada ; en uso manual, la tapa se mantiene abierta por las bisagras

Racks "Snap rack"

- Compatibles con los autómatas
- Tapa de seguridad para el envío y el almacenamiento

	Tubos 200 µl			Tubos 500 µl					Tubos 1 ml					Tubos 12 ml		
	Con tapón de rosca			Con tapón de rosca			Sin tapón de rosca		Con tapón de rosca			Sin tapón de rosca		Con tapón de rosca		Sin tapón de rosca
Tubos naturales	**Sueltas**	**En rack**	**En rack con código de barras**	**Sueltas**	**En rack**	**En rack con código de barras**	**En rack**	**En rack con código de barras**	**Sueltas**	**En rack**	**En rack con código de barras**	**En rack**	**En rack con código de barras**	**Sueltas**	**En rack**	**En rack**
Tapón natural	**446613**	**446612**	**446612B**	**446461**	**446462**	**446462B**	**446463**	**446463B**	**446460**	**446307**	**446307B**	**446308**	**446308B**	**446466**	**446467**	**446468**
Tapón azul	-	-	-	**446533**	**446539**	**446539B**	-	-	**446545**	**446551**	**446551B**	-	-	-	-	-
Tapón verde	-	-	-	**446534**	**446540**	**446540B**	-	-	**446546**	**446552**	**446552B**	-	-	-	-	-
Tapón violeta	-	-	-	**446535**	**446541**	**446541B**	-	-	**446547**	**446553**	**446553B**	-	-	-	-	-
Tapón rojo	-	-	-	**446564**	**446542**	**446542B**	-	-	**446548**	**446554**	**446554B**	-	-	-	-	-
Tapón blanco	-	-	-	**446537**	**446543**	**446543B**	-	-	**446549**	**446555**	**446555B**	-	-	-	-	-
Tapón amarillo	-	-	-	**446565**	**446544**	**446544B**	-	-	**446550**	**446556**	**446556B**	-	-	-	-	-
Unid./caja	480	5 x 96	5 x 96	480	5 x 96	5 x 96	5 x 96	5 x 96	480	5 x 96	5 x 96	5 x 96	5 x 96	100	96	96
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tubos ámbar	-	-	-	-	**446610***	-	-	-	-	**446608***	-	**446609**	-	-	-	-
Unid./caja	-	-	-	-	5 x 96	-	-	-	-	5 x 96	-	5 x 96	-	-	-	-
€/caja	-	-	-	-	**NC -**	-	-	-	-	**NC -**	-	**NC -**	-	-	-	-

* Tapón rojo



Tubo 1D2D





latchRack

Racks vacíos para tubos 2D con tapón de rosca

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
446456B	Latch Rack vacío con cierre verde y código de barras para tubo 500 µl	10	**NC -**
446458	Latch Rack vacío para tubo 500 µl	5	**NC -**
446458B	Latch rack vacío con código de barras para tubo 500 µl	5	**NC -**
446314	Latch Rack vacío para tubo 1 ml	5	**NC -**
446314B	Latch Rack vacío con código de barras para tubo de 1 ml	5	**NC -**
446459	Latch Rack vacío para tubo 12 ml	4	**NC -**

Tubos 2D tapones de rosca con área de marcado

	Con área de marcado blanca en el lateral		Área de marcado blanca en el lateral de los tubos con código 1D	
	Tubos 500 µl	Tubos 1 ml	Tubos 500 µl	Tubos 1 ml
Color	En rack	En rack	En rack	En rack
Natural	**446856**	**446852**	**446857**	**446853**
Unid./caja	5 x 96	5 x 96	5 x 96	5 x 96
€/caja	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tapones de rosca no autoclavables

	Sueltas	En rack
Natural	**446562**	**446513**
Azul	**446522**	**446516**
Verde	**446523**	**446517**
Violeta	**446524**	**446519**
Rojo	**446520**	**446514**
Blanco	**446309**	**446518**
Amarillo	**446521**	**446515**
Unid./caja	500	5 bandejas de 96 tapones
€/caja	**NC -**	**NC -**

Insertos para tapones de rosca solos

Violeta	Blanco	Unid./caja	€/ caja
446465	**446464**	500	**NC -**