Tubos 2D fondo V - tapón con septum

- USP Clase VI
- De polipropileno
- Tapón de elastómero termoplástico
- Se recomienda su uso a temperatura ambiente y hasta -80°C
- Tubos de 500 µl, 750 µl o 1,4 ml
- Se venden sin tapones, excepto los Duraseal, que están preinstalados

2 tipos de tapones :

+ Duraseal : especial autómata, instalado permanentemente, almacenamiento a largo plazo de hasta - 150 °C
+ Sin tapón: versión estándar o pre-ranurada



			Tubos 500 µl			Tubos 750 µl			Tubos 1,4 ml		
Tipo	Tapón	Estéril	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja	Ref.	Unid./caja	€/ caja
Latch rack	Duraseal	No	**446201**	10 x 96	**NC -**	**446202**	10 x 96	**NC -**	**446203**	10 x 96	**NC -**
Latch rack	Duraseal	Sí	**446447**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Latch rack	Sin tapón	No	**446448**	10 x 96	**NC -**	**446449**	10 x 96	**NC -**	**446037**	10 x 96	**NC -**
Latch rack verde	Sin tapón	Sí	**446558**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Latch rack rojo	Sin tapón	Sí	**446559**	10 x 96	**NC -**	**-**	-	**-**	**-**	-	**-**
Sueltos	Sin tapón	No	**446557**	1000	**NC -**	**446525**	1000	**NC -**	**446509**	1000	**NC -**
Latch rack	Sin tapón	Sí	**-**	-	**-**	**446560**	10 x 96	**NC -**	**446038**	10 x 96	**NC -**

Racks vacíos para tubos

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
446457	Latch Rack vacío rojo para tubos Duraseal 500 µl	10	**NC -**
446456	Latch Rack vacío verde para tubos de 500 µl sin tapón	10	**NC -**
446443	Latch Rack vacío para tubos de 750 µl	10	**NC -**
446033	Latch Rack vacío para tubos de 1,4 ml	10	**NC -**

Tubos de transferencia Matrix con tapón Duraseal

Tapón Duraseal :

- De elastómero termoplástico, fondo en V, pre-ranurado, tapones individuales
- Compatible con todos los tubos de almacenamiento Matrix
- Diseñado para ser perforado más de 200 veces
- Resistente a los disolventes y a las temperaturas de -80 °C a 100 °C
- Excelente barrera a los vapores de agua y DMSO
- Extraíbles: ausentes tras la inmersión en DMSO
- Se entrega montado en tubos o suelto



Ref.	Descripción	Estéril	Tapón Duraseal	Unid./ caja	€/ caja
446201	Tubo Matrix 2D 0,5 ml en rack	No	Sí	10 x 96	**NC -**
446447	Tubo Matrix 2D 0,5 ml en rack	Sí	Sí	10 x 96	**NC -**
446202	Tubo Matrix 2D 0,75 ml en rack	No	Sí	10 x 96	**NC -**
446203	Tubo Matrix 2D 1,4 ml fondo V en rack	No	Sí	10 x 96	**NC -**
446204	Septa solo	No	-	500	**NC -**

Tubos 2D fondo plano

- Con los códigos de barras DataMatrix
- Tubos 100 µl adaptados al formato 384 tubos
- Tubos 1 ml de vidrio, garantizando una excelente resistencia química
- Tubos 1,4 y 1 ml adaptados a los tapones septum (véase más abajo)

		Tubos 100 µl			Tubos 1 ml			Tubos 1,4 ml		
Tipo	Estéril	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
Sueltas	No	**-**	-	-	**-**	-	-	**446563**	1000	**NC -**
Latch rack	Sí	**-**	-	-	**-**	-	-	**446036**	10 x 96	**NC -**
Latch rack	No	**446561**	20 x 384	**NC -**	**446452**	5 x 96	**NC -**	**446035**	10 x 96	**NC -**

Racks vacíos para tubos

Ref.	Descripción	Unid./caja	€/ caja
446034	Latch rack vacío para tubos de 1,4 ml	10	**NC -**
446865	Rack vacío para 384 tubos 100 µl	20	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB