Tubos 2D en rack

WILMUT





- Con marcado Data Matrix en el fondo del tubo
- 2 volúmenes: 0,65 ml y 1,4 ml (volúmenes útiles : 0,5 ml y 1,2 ml)
- Con código alfanumérico adicional en el cuerpo del tubo
- De polipropileno
- Baja retención
- Resiste a temperaturas de - 196 °C a + 121 °C
- Fabricadas en sala blanca clase 7
- Tubos de una sola pieza con códigos grabados con láser
- Buen contraste del marcado alfanumérico en el tubo y fácil lectura del código
- Adecuado para su uso en vapor de nitrógeno líquido
- Con código de barras y código alfanumérico en el lateral del rack
- Código alfanumérico en el tubo idéntico al del rack
- Las dos últimas cifras indican la posición del tubo en el rack

DNasa RNasa · ADN humano · Endo-toxinas · Piró-genos

Racks solos

- Con tapa transparente con sistema de cierre
- En el formato normalizado SBS
- Altura de racks más bajas que otras marcas para ahorrar espacio

Ref.	Rack para 96 tubos	Unid./ caja	€/ caja
340023	0,65 ml	18	**NC -**
340024	1,4 ml	10	**NC -**

	En rack de 96 tubos		
Volumen (ml)	Ref.	Unid./ caja	€/ caja
0,65	**340011B**	20 racks de 96	**NC -**
1,4	**340012**	12 racks de 96	**NC -**

Tapones y alfombrilla de tapones W-SEAL

WILMUT



- De TPE de alta calidad
- Certificados FDA
- En alfombrillas o sueltos

DNasa RNasa · ADN humano · Endo-toxinas

	Natural	Azul	Negro	Rojo	Amarillo
Tapones sueltos	**340013**	**340014**	**340015**	**340016**	**340017**
€ 960 unid.	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Tapones en alfombrilla de 96	**340018**	**340019**	**340020**	**340021**	**340022**
€ las 10 alfombrillas de 96	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Tubos de almacenamiento Micronic

DNasa RNasa · Endo-toxinas





- De polipropileno virgen calidad médica
- Volumen 1,4 ml
- Disponible sueltos o en rack
- 2 tipos de rack :
  - roborack con lengüetas de ventilación
  - comorack de policarbonato
- 3 tipos de código de barras :
  - sin
  - alfanumérico
  - 2D Datamatrix

NUEVO

Astucia: Para otros volúmenes y versiones de tubos y tapones disponibles, contactar.

Ref.	Tipo de código	Fondo	Tapón	Envase	Unid./ caja	€/ caja
944001P	Sin	Redondo	Sin - Septum	Sueltas	960	**NC -**
MPW42002BC3	Sin	Redondo	Sin - Septum	Roborack	10 x 96	**NC -**
944243	Alfanumérico	Redondo	Sin - Septum	Roborack	10 x 96	**NC -**
944010A	Sin	Redondo	Sin - Septum	Comorack	10 x 96	**NC -**
MP32051	Sin	Redondo - con fondo exterior plano	Sin - Septum	Sueltas	960	**NC -**
MP52607	2D Datamatrix	Redondo - con fondo exterior plano	Sin - Septum	Sueltas	960	**NC -**
MP32035	Sin	Cónico - con fondo exterior plano	Sin - Septum	Sueltas	960	**NC -**

Alfombrilla de sellado de EVA

Ref.	Descripción	Unid./ caja	€/ caja
944030	EVA Capmat: tapones en alfombrilla para cerrar 96 tubos	96 x 10	**NC -**
944018	EVA Capband estéril : tapones en tira de 8	8 x 12 x 10	**NC -**



Tapones

	Natural	Azul	Verde	Gris	Rosa	Negro	Amarillo	Blanco	Unid./caja	€/ caja
Tapones de TPE en alfombrilla (con individualización de cada tapón tras su aplicación)	**MP53001**	**M53004**	-	**M53006**	**M53007**	**M53009**	**M53010**	-	96 x 10	**NC -**
	MP53065	**MP53066**	**MP53067**	-	**MP53069**	**MP53071**	**MP53072**	**MP53073**	96 x 40	**NC -**
Tapón de TPE Capmat en alfombrilla	**MP53000**	-	-	-	-	-	-	**M53017**	96 x 10	**NC -**