Lectores de códigos de barras ZIATH


- Obtención de resultados de forma rápida y sencilla
- Solución a medida para la gestión de muestras
- Funciona con todas las marcas de tubos de códigos de barras 2D
- Tras una primera calibración automática, el escáner está listo para su uso
- Compatible : Windows 8, 7, 10, Vista and XP
- 2 años de garantía

PRACTICAL INNOVATION

+ info en nuestras WEB



Con Cryoprotection™



Sin Crioprotección™

Todos los lectores están disponibles con crioprotección

- El revestimiento especial de crioprotección evita que la condensación de sus criotubos interrumpa la lectura

Lectores de códigos de barras 2D para tubo individual

Lectores de códigos de barras portátiles



- Ligero e intuitivo
- Dimensiones L x An x Al (mm) : 155 x 65 x 38
- Capacidad de almacenamiento : 60 000 muestras
- Autonomía de 8h
- 5 modos :
  - visualización del código de barras del tubo y registro de la lista de tubos escaneados
  - visualización del código de barras del tubo y de todos los detalles pre-registrados
  - descarga de una lista de muestras en el escáner y visualización de una sola vez
  - edición de los datos existentes o adición de una nueva muestra
  - aplicación que implica la comunicación inalámbrica, proyectos personalizados
- Con crioprotección
- Se suministra con el software, el cargador de batería y el cable USB para la conexión a un ordenador

Ref.	Descripción	€
779951	Lector de códigos de barras 2D portátil para un solo tubo	NC -
779969	Lector de códigos de barras 1D para lector de códigos de barras 2D portátil	NC -

Lectores de códigos de barras







- El lector UNO incorpora una cámara de alta resolución que puede descodificar códigos de barras antiguos y mal impresos
- El lector combinado DUO permite leer códigos de barras Datamatrix y lineales
- Alimentación y transferencia de datos mediante conexión USB
- Muy fácil de configurar

Ref.	Descripción	€
779990	Lector de códigos de barras UNO	NC -
779991	Lector de códigos de barras UNO con crioprotección	NC -
779992	Lector de códigos de barras DUO	NC -
779993	Lector de códigos de barras DUO con crioprotección	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB