

## Software DP5

Sólo compatible con lectores de códigos de barras 2D con cámara. 2 versiones disponibles según sus necesidades.



### Versión Network : control remoto

- Control de varios escáneres en un servidor desde un único dispositivo
- Control de varios escáneres de códigos de barras 2D directamente a través del teléfono, la tablet o el ordenador conectado por wifi
- La función de script permite un alto nivel de automatización del procesamiento de datos, la exportación de archivos a una base de datos, Excel, correo electrónico o cualquier otro programa compatible
- Lleve un escáner a cualquier lugar, ejecute un escaneo en un dispositivo de mano y envíe ese archivo a cualquier ordenador en una variedad de formatos

### Versión estándar, incluída :

Simple, intuitiva, lista para usar en minutos

- Control mediante conexión directa al ordenador
- Escalado automático para trabajar con las últimas pantallas 4K
- Compatible con todos los lectores de códigos de barras Ziath 2D con cámara: Mirage, Cube y Express
- Exportación de datos en formato Excel, text, JSON, XML y también se pueden guardar imágenes escaneadas
- Función de control remoto para la integración directa con robots de manipulación de líquidos y otros dispositivos externos compatibles
- Los ajustes de digitalización y exportación pueden asignarse individualmente para cada tipo de rack utilizado
- Detección automática de racks y creación de modelos de rack en estándar

## Lectores de códigos de barras con cámara

### Lectores de códigos de barras Cube



- Compatible racks formato SBS y criocajas para 81, 100 y 196 tubos
- Dimensiones An x L x al (mm) : 152 x 174 x 146
- Rápido, lectura en 1-2 segundos
- Precalibrado, listo para usar
- Se suministra con adaptador para rack y criocaja, adaptador de corriente, software, cable USB para la conexión a un ordenador e instrucciones de uso

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **779889** | Lector de códigos de barras 2D Cube con software DP5 | **NC -** |
| **779897** | Lector de códigos de barras 2D Cube con crioprotección y software DP5 | **NC -** |

### Lectores de códigos de barras Mirage



- Compatible con todos los racks de 24, 48 y 96 tubos formato SBS
- Compacto An x L x Al (mm) : 208 x 135 x 80
- Baja altura para su uso en la integración robótica
- Precalibrado, listo para usar
- Incluye adaptador de corriente, software, cable USB para la conexión a un ordenador e instrucciones de uso

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **779893** | Lector de códigos de barras 2D Mirage con software DP5 | **NC -** |
| **779898** | Lector de códigos de barras 2D Mirage con crioprotección y software DP5 | **NC -** |
| **779995** | Lector de códigos de barras 2D Mirage con software DP5 Network | **NC -** |
| **779996** | Lector de códigos de barras 2D Mirage con crioprotección y software DP5 Network | **NC -** |